

### Nome Prodotto

Posizionatore Antidecubito Rettangolare Polymoove.



Codice	Misure
03.05.POL30	40 x 50 cm
03.05.POL31	30 x 40 cm
03.05.POL32	50 x 75 cm
03.05.POL34	55 x 95 cm

### Destinazione d'uso

I Posizionatori Polymoove sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente.

Sono studiati per donare comfort, supporto, stabilità e protezione delle zone vulnerabili.

I posizionatori si adattano alla morfologia del corpo in modo eccellente grazie alla composizione in sfere di espanso granulato. Le svariate forme sono facilmente combinabili tra di loro e ideali per un'efficiente profilassi antidecubito.

Il posizionatore rettangolare è utilizzato come guancia, come stabilizzatore per arti inferiori e superiori e per il supporto nella movimentazione del paziente in posizione laterale.

### Descrizione

Il POSIZIONATORE RETTANGOLARE POLYMOOVE è composto internamente da espanso granulato contenuto in un involucro protettivo in cotone.

Il materiale di riempimento Polymoove offre un ottimale sostegno del paziente aiutandone la distribuzione del peso corporeo in posizione distesa o seduta. Il cuscino è rivestito da una fodera esterna in tessuto Obatex, sfoderabile grazie alla cerniera posta sul fianco.


La fodera in OBATEX ignifugo, traspirante, bielastico, impermeabile ed antibatterico è realizzata in poliuretano e poliestere, sterilizzabile in autoclave.




Il Polymoove non si deforma dopo essere stato lavato ed asciugato in lavatrice, i cuscini di posizionamento possono essere utilizzati per molti cicli senza che ne venga alterata la forma. Il loro basso tasso di assorbimento dell'umidità facilita la pulizia e la sostenibilità ambientale.

Consigliato l'utilizzo dei posizionatori con la lastra in Evopore per pratiche di chinesioterapia.

### Kit Posizionamento:

- Posizionatore Rettangolare POLYMOOVE 15x40 cm (ref. 03.05.POL10)
- Lastra Rettangolare in EvoPore POLYMOOVE 50x50x3 cm (ref. 03.05. R4018)
- Posizionatore Rettangolare POLYMOOVE 50x75 cm (ref. 03.05.POL32)
- Posizionatore Rettangolare POLYMOOVE 55x95 cm (ref. 03.05.POL34)
- Posizionatore Dorsale Lineare POLYMOOVE 220x36 cm (ref. 03.05.POL91)

Materiali	
Imbottitura	Espanso Granulato in Polipropilene (EPP)
Involucro Protettivo	Cotone
Fodera Esterna	Obatex
Manutenzione e Pulizia Fodera Esterna	
	Lavabile in Lavatrice a Max 95°C
	Non Candeggiare
	Non Stirare
	Lavare a Secco con Tutti i Solventi
	Asciugatura a Tamburo con Temperatura Max 60°C
Si consiglia il lavaggio della fodera almeno una volta l'anno	
Manutenzione e Pulizia Posizionatore	
	Lavaggio Max. 60°C
	Non Candeggiare

	Stiratura con Temperatura Max. di 150°C
	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente
	Asciugatura a Tamburo Possibile a Medie Temperature
Si consiglia il lavaggio del posizionatore almeno una volta l'anno	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	OBA AG
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Y060399
Codice RDM	225942/R



### Product Name

Rectangular Protection Polymoove.



Code	Dimensions
03.05.POL30	40 x 50 cm
03.05.POL31	30 x 40 cm
03.05.POL32	50 x 75 cm
03.05.POL34	55 x 95 cm

### Use

Polymoove Positioners are a valid aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support, stability and protection of vulnerable areas. The positioners adapt to the morphology of the body in an excellent way thanks to the composition of granulated foam spheres. The various shapes are easily combined with each other and ideal for an efficient anti-decubitus prophylaxis. The rectangular positioner is used as a pillow, as a stabilizer for lower and upper limbs and for support in moving the patient in a lateral position.

### Description

The RECTANGULAR PROTECTION POLYMOOVE is internally composed of granulated foam contained in a protective cotton casing.









The Polymoove filling material offers optimal patient support by helping to distribute body weight in a lying or sitting position. The cushion is covered with an external cover in Obatex fabric, removable thanks to the zip on the side. The fire retardant, breathable, bi-elastic, waterproof and antibacterial OBATEX lining is made of polyurethane and polyester, sterilizable in an autoclave.



The Polymoove does not deform after being washed and dried in the washing machine, the positioning cushions can be used for many cycles without altering their shape. Their low moisture absorption rate facilitates cleaning and environmental sustainability.

The use of positioners with the Evopore plate is recommended for kinesiology practices.

### Positioning Kit:

- POLYMOOVE Rectangular Positioner 15x40 cm (ref. 03.05.POL10)
- Rectangular sheet in EvoPore POLYMOOVE 50x50x3 cm (ref. 03.05. R4018)
- POLYMOOVE Rectangular Positioner 50x75 cm (ref. 03.05.POL32)
- POLYMOOVE Rectangular Positioner 55x95 cm (ref. 03.05.POL34)
- POLYMOOVE Linear Dorsal Positioner 220x36 cm (ref. 03.05.POL91)

Materials	
Padding	Espanso Granulato in Polipropilene (EPP)
Protective Overwrap	Cotton
External cover	Obatex
External Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95°C or 200°F
	Do not bleach
	Do not iron
	Dryclean with any solvent
	Tumble Dry Max temperature 60°C or 140°F
We recommend washing the cover at least once a year	
Positioner Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 60°C or 140°F
	Do not Bleach
	Maximum Temperature 150°C or 300°F

	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Medium Heat
We recommend washing the positioner at least once a year	
<b>Storage and Disposal</b>	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
<b>Package and Nr.Items</b>	
Box	1 Piece
<b>Warranty</b>	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
<b>Product References</b>	
Manufacturer	OBA AG
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	225942/R