

**Nome Prodotto**

Protezione per Perno per l'Anca e Protezione Sacrale.

Codice	Misure (cm)
05.00.AP055	18 x 18 x 1.3
05.00.AP056	33 x 30 x 0.8

Categoria

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

Descrizione

La PROTEZIONE PER PERNO PER ANCA (cod. 05.00.AP055) viene utilizzata per proteggere l'articolazione dell'anca del paziente dalle pressioni esercitate dal perno utilizzato sul tavolo operatorio. Quest'articolo viene abbinato alla PROTEZIONE SACRALE (cod. 05.00.AP056) che funge da supporto e favorisce una bassa pressione nella zona d'appoggio.

Materiali

La PROTEZIONE PER PERNO PER ANCA e la PROTEZIONE SACRALE sono realizzate in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm³ rivestito da un film di poliuretano.

Manutenzione e Pulizia

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

Conservazione e Smaltimento

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 Pezzo.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

Codice CND

Y033399


Codice RDM

90736/R

Classe Dispositivo Medico

I conforme alla Direttiva MDR 2017/745



	<p>DATA SHEET</p> <p>FRACTURE TABLE PADS SET</p>	<p>REVISION N° 1</p> <p>DATE 05/2024</p>
---	--	--

Product Name

Fracture Table Pads Set.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP055	18 x 18 x 1.3
05.00.AP056	33 x 30 x 0.8

Category

Gel Positioner for Operating Table.

Description

It is composed of two pieces:

- Hip pad with hole, designed for use on the fracture table plate, the primary function of these pads are to reduce pressure and shear at the sacral area.
- Post pad, which reduces pressure and shear on the patient's scrotum and upper leg areas. It also eliminates the tedious chore of wrapping and rewrapping the fracture table post with various makeshift items such as gauze, towels, etc. Designed for use on the hip pad, the primary function of these pads are to reduce pressure and shear at the sacral area.

Materials

It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm³.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package

1 Piece.

Warranty

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code

Y033399

RDM Code

90736/R

Medical Device Class

I complies with Directive MDR 2017/745

