

**Nome Prodotto**

Cuffia Ipotermica Devicap.

Codice	Taglia
06.04.603L	Standard

**Destinazione d'uso**

La cuffia Devicap è un prodotto pensato per eseguire trattamenti ipotermici della cute. E' stato dimostrato che, con la diminuzione della temperatura del cuoio capelluto, si riduce in maniera considerevole ed efficace la caduta dei capelli delle persone sottoposte a chemioterapia.

**Descrizione**

La CUFFIA IPOTERMICA DEVICAP consiste in un termoelastomero speciale che accumula freddo e che si mantiene tale per un lungo periodo di tempo, variabile a seconda del tipo di farmaco utilizzato per la terapia (Doxorubicin, Cyclophosphamide, Cisplatin, Belomycin, %- Fluorouracil, Methotrexate, Vincristine ecc). Non è un prodotto monouso, può essere utilizzato diverse volte. Disponibile letteratura medica dedicata

Materiali	
Rivestimento Esterno	Poliestere
Rivestimento Interno	Termoelastomero
Precauzioni d'Uso	
Devicap deve essere indossata 15 minuti prima della terapia e durante la stessa; la si deve indossare ancora per circa 15 minuti dopo il termine affinché ritorni alla temperatura ambiente	
Se la terapia supera i 40 minuti si consiglia di utilizzare una seconda cuffia refrigerata nel momento in cui la prima perde di efficacia	
Avvertenze	
La durata della cuffia è individuale e dipende dal tipo di terapia e dalle particolari condizioni fisiche del paziente che influiscono sul mantenimento della temperatura della cuffia stessa	
ATTENZIONE: in alcuni casi la cuffia può causare malattie da raffreddamento in soggetti con un particolare indebolimento dello stato fisico	
Manutenzione e Pulizia	
La cuffia può essere lavata con acqua e sapone e tamponata per farla asciugare	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare la cuffia in frigorifero o nel freezer (fino a -18°C) sempre contenuta all'interno dell'apposita busta di nylon	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	T0306
Codice RDM	2506354/R



### Product Name

Hypothermic Devicap.

Code	Size
06.04.603L	Standard



### Use

The Devicap cuff is a product designed to perform hypothermal skin treatments. It 'been shown that hypothermia of the scalp is reduced considerably and effective hair loss people undergoing chemotherapy.

### Description

The HYPOTHERMIC DEVICAP consists of a special thermoelastomer which accumulates cold and remains so for a long period of time, variable according to the type of medicine used for the therapy (Doxorubicin, Cyclophosphamide, Cisplatin, Belomycin,% - Fluorouracil, Methotrexate, Vincristine etc.). It is not a single-use device, it can be used several times. Available medical literature.

Materials	
External Coating	Polyester
Internal Coating	Thermoelastomer
Use Precautions	
Devicap must be worn 15 minutes before the treatment and during the same, kept still for about 15 minutes after the end that returns to ambient temperature	
If the therapy exceeds 40 minutes it is advisable to use a second refrigerated cuff when the first loses its effectiveness	
Warnings	
The length of the cuff is individual and depends on the type of therapy and the patient's specific physical conditions that affect the maintenance of the temperature of it	
CAUTION: in some cases, the use of DEVICAP can cause diseases by cooling in those patients with a particular weakening of the physical state	
Maintenance and Cleaning	
Can be washed on soap and water and buffered to dry	
Storage and Disposal	
Keep the cuff in the refrigerator or freezer (up to -18 ° C), inside the given nylon bag	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	T0306
RDM Code	2506354/R