

Nome Prodotto
Pressoterapia Beauty Line Manuale.

Destinazione d'uso

I prodotti della Linea Beauty Line sono dispositivi per il drenaggio linfatico; un trattamento estetico ideale per chi soffre di ritenzione idrica. La pressione esercita inizia dalla sezione distale e si muove nella sezione prossimale del gambale, come un'onda. Così facendo si va a stimolare lo scorrimento dei fluidi corporei facilitandone l'eliminazione. La pressoterapia è un dispositivo medico, pertanto va utilizzata, in presenza di qualsiasi problema di salute, dopo aver consultato il proprio medico.



Caratteristiche Compressore	
Codice	07.01.HF3006
Dimensioni	24 x 18 x 11 cm
Display	Manuale
Campo di Pressione	20-250 mm Hg
Durata del Ciclo	Da 10 a 30 minuti
Alimentazione	220/240 V - 50 Hz
Consumo Elettrico	30 Watt
Rumorosità	≤ 35 Dba
Modalità di Massaggio	A • Da Distale a Proximale
Caratteristiche dei Gambali • Inclusi	
	
Materiale	Nylon • PU
Modello Over Lapping: le celle che compongono il gambale sono sovrapposte; questa caratteristica permette di avere una compressione più graduale ed efficace	
Avvertenze	
La pressoterapia è sconsigliata in caso di: cardiopatie, trombosi sospette o appurate, arterosclerosi o problemi ischemici, dermatiti, infezioni locali e cancrena	
Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e gambale	
Manutenzione e Pulizia	
Pulire accuratamente il gambale con un detergente neutro, l'asciugatura non deve avvenire alla luce diretta del sole	
Non immergere mai i raccordi dei tubi o il compressore in acqua	
Controllare periodicamente che i connettori dell'aria non siano ostruiti da polvere o altro. In tal caso utilizzate un bastoncino morbido per liberare le uscite	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Compressore, 2 Gambali
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Z120607
Codice RDM	1745140/R

Product Name


Pressure Therapy System Beauty Line Manual.

Use

The products of the Beauty Line series are devices for lymphatic drainage; a treatment against water retention. The pressure starts from the distal section and moves in the proximal section of the leg cuff. In this way, the flow of body fluids is stimulated, facilitating their elimination. The pressure therapy is a medical device, do not use without a physician opinion in case of health problems.



Pump Features	
Code	07.01.HF3006
Dimensions	24 x 18 x 11 cm
Display	Manual
Pressure Range	20-250 mm Hg
Cycle Time	From 10 to 30 min.
Power	220/240 V - 50 Hz
Consumption	30 Watt
Noise Level	≤ 35 Dba
Massagge Mode	A • From Distal to Proximal



Material	Nylon • PU
----------	------------

Overlapping model: the cells that make up the leg cuff are overlapped. This feature allows for a more gradual and effective compression

Warnings
Pressure therapy is contraindicated for people suffering from the following pathologies: cardiopathy, suspected or ascertained thrombosis, arteriosclerosis or ischemia, dermatitis, gangrene, local infections
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the leg cuff

Maintenance and Cleaning
Clean the leg cuff with a neutral soap; the drying must not take place in direct sunlight
Do not immerse the tubes or the pump in water
Check the connection tubes are not obstructed by dust. In this case use a soft swab to clean them

Storage and Disposal
Single-user Product
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items	
Box	1 Pump, 1 Leg Cuff Set • 2 Pcs

Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts

Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Z120607
RDM Code	1745140/R