

Nome Prodotto

Fascia Addominale Beauty Line.

Destinazione d'uso

Le fasce addominali della Linea Beauty Line sono abbinabili con i compressori 07.01.HF3006 e 07.01.HF3008. Sono dispositivi per il drenaggio linfatico; un trattamento estetico ideale per chi soffre di ritenzione idrica. La pressione esercita in modo progressivo va a stimolare lo scorrimento dei fluidi corporei facilitandone l'eliminazione. La pressoterapia è un dispositivo medico, pertanto va utilizzata, in presenza di qualsiasi problema di salute, dopo aver consultato il proprio medico.

Caratteristiche

Codice

07.01.WAIST12037

Materiale

Nylon • PU

Avvertenze

La pressoterapia è sconsigliata in caso di: cardiopatie, trombosi sospette o appurate, arterosclerosi o problemi ischemici, dermatiti, infezioni locali e cancro

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e fascia addominale

Manutenzione e Pulizia

Pulire accuratamente la fascia addominale con un detergente neutro, l'asciugatura non deve avvenire alla luce diretta del sole

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola

1 Pezzo

Garanzia

Europea

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante

Demarta Virginio S.r.l.

Classe di Dispositivo MDR 2017/745

Classe I

Codice CND

Z120607

Codice RDM

1745140/R

Product Name

Waist Cuff Beauty Line.

Use

The waist cuffs of the Beauty Line series are combinable with 07.01.HF3006 and 07.01.HF3008 pumps. They are devices for lymphatic drainage; a treatment against water retention. The progressive pressure stimulate the flow of body fluids, facilitating their elimination. The pressure therapy is a medical device, do not use without a physician opinion in case of health problems.

Features

Code	07.01.WAIST12037
------	------------------

Material	Nylon • PU
----------	------------

Warnings

Pressure therapy is contraindicated for people suffering from the following pathologies: cardiopathy, suspected or ascertained thrombosis, arteriosclerosis or ischemia, dermatitis, gangrene, local infections

Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the waist cuff

Maintenance and Cleaning

Clean the waist cuff with a neutral soap; the drying must not take place in direct sunlight

Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box	1 Piece
-----	---------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
--------------	-------------------------

Directive MDR 2017/745	Class I
------------------------	---------

CND Code	Z120607
----------	---------

RDM Code	1745140/R
----------	-----------