

**Nome Prodotto**

Materasso a Bolle d'Aria BP4 con compressore Prestige.

**Destinazione d'uso**

Il materasso a bolle d'aria BP4 viene abbinato al compressore Prestige (cod. 05.03.6600A4). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.

**Kit antidecubito**


Codice	05.03.6600A4+BP4
--------	------------------

**Caratteristiche**

Materiale Bolle	PVC Atossico
Numero Bolle	260
Spessore PVC	300 Micron
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 85 x 16 cm
Dimensione Materasso Sgonfio	320 x 90 x 2 cm
Portata Terapeutica	150 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)

Lembi di 40 cm alle estremità per il fissaggio al letto

Dotato di fodera in nylon ignifugo con bottoni automatici

**Manutenzione e Pulizia Fodera** Lavaggio Max 30° C**Manutenzione e Pulizia Materasso**

Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato

Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole

**Conservazione e Smaltimento**

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

**Caratteristiche Compressore**

Dimensioni	24 x 11.5 x 9 cm
Scocca	ABS Ignifugo
Modalità di Erogazione dell'Aria	Alternata (A-b-A-b)
Portata	7 LPM
Campo di Pressione	Da 50 a 120 mm Hg
Rumorosità	≤ 20 DbA
Minuti per Ciclo	12 min
Alimentazione	220/240 V – 50 Hz
Consumo	7 Watt
Lunghezza Cavo Elettrico	1.7 m
Peso	0.8 Kg
Fusibile	1.5 A
Altro	Due Ganci in Acciaio per l'Ancoraggio al Letto

## Avvertenze

Il compressore può essere utilizzato solo con i materassi consigliati dal fabbricante

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e materasso

## Manutenzione e Pulizia

Pulire il compressore con un panno umido e detergente neutro

ATTENZIONE: non immergere mai il compressore in alcun tipo di liquido

## Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

## Confezione e Nr. Articoli

Scatola

1 Pezzo

## Garanzia

Europea

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

## Riferimenti del Prodotto

Fabbricante

Demarta Virginio S.r.l.

Classe di Dispositivo MDR 2017/745

Classe I

Codice ISO DM 332/99

03.33.06.018

Codice ISO DPCM 12.01.2017

04.33.03.015

Codice CND

V080701

Codice RDM

2466418/R

### Product Name

Bubble Air Mattress BP4 with Prestige Pump.

### Use

The mattress BP4 has to be combined with Prestige pump (code 05.03.6600A4). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Anti-bedsore Kit	
Code	05.03.6600A4+BP4
Mattress Features	
Bubbles Material	Non-Toxic PVC
Number of Bubbles	260
PVC Thickness	300 Microns
Dimensions Inflated	200 x 85 x 16 cm
Dimensions Deflated	320 x 90 x 2 cm
Therapeutic Capacity	150 Kg
Air Mode	Two Ways Dynamic (A-b-A-b)
Flaps 40 cm long at the ends for attachment to the bed	
External cover in fireproof Nylon with press studs	
Cover Maintenance and Cleaning	
🧼 Washing Max 30° C	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	

Features Pump	
Dimensions	24 x 11.5 x 9 cm
Case	Fire Retardant ABS
Air Mode	Alternate (A-b-A-b)
Air Output	7 LPM
Pressure Range	50 to 120 mm Hg
Noise Level	≤20 DbA
Cycle Time	12 min
Power	220/240 V-50 Hz
Power Consumption	7 Watt
Electric Cable Length	1.7 m
Weight	0.8 Kg
Fuse	1.5 A

Other Features	Two steel hooks for anchoring to the bed
<b>Warnings</b>	
The pump can be used only with mattresses recommended by the manufacturer	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the mattress	
<b>Maintenance and Cleaning</b>	
Clean the pump with a damp cloth and neutral detergent	
WARNING: never immerse the compressor in any type of liquid	
<b>Storage and Disposal</b>	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	

<b>Package and Nr. Items</b>	
Box	1 Piece
<b>Warranty</b>	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
<b>Product References</b>	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.018
ISO Code DPCM 12.01.2017	04.33.03.015
CND Code	V080701
RDM code	2466418/R