



**Nome Prodotto**

Materasso Ibrido Sadevo Active C.F.A.

**Destinazione d'uso**

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.



| Caratteristiche  |  |
|--|--|
| Codice   | 05.04.H1002CFA   |
| Numero Celle   | 7  |
| Caratteristiche delle Celle  | Celle ad aria auto-espansibili SADCEL, si adeguano automaticamente alla conformazione del paziente in base al peso e al movimento corporeo di quest'ultimo |
| Dimensione Materasso   | 195 x 85 x 16 cm, sono disponibili altre misure su richiesta   |
| Portata Terapeutica  | 160 Kg   |
| Le celle sono realizzate con doppia camera indipendente, pertanto un compressore ad aria può essere inserito nel sistema   |  |
| Modalità statica e dinamica a due vie (A-b-A-b)  |  |
| Il materasso è completamente Ignifugo, classe 1IM  |  |
| Sistema a riduzione pressoria continua con compressore (abbinabile con Prestige, codice 05.03.6600A4)  |  |
| Il flusso OUT-PUT ed IN-PUT dell'aria, viene regolato da valvole ad aria autoregolanti poste all'interno del sistema   |  |
| Superficie d'appoggio realizzata in materiale viscoelastico AMF (Alta Memoria di Forma)  |  |
| La fodera esterna è in 100% tessuto Igni Dahlia (tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) con cerniera su 3 lati   |  |
| Zona talloniera C.F.A. (Critical Foot Area): questo sistema permette ai talloni di affondare, azzerando le pressioni e le frizioni da taglio. Questa parte del materasso è costituita da cilindri indipendenti in espanso ultrasoft, con superficie in espanso viscoelastico. In questo modo il rischio di creare una lesione da decubito si azzerava. |  |
| Manutenzione e Pulizia Fodera  |  |
|  Lavaggio Max 95° C   |  Non Stirare  |
| Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma   |  |
| Manutenzione e Pulizia Materasso   |  |
| Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato   |  |
| Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica   |  |
| Conservazione e Smaltimento  |  |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente   |  |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore  |  |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata   |  |
| Confezione e Nr. Articoli  |  |
| Scatola  | 1 Pezzo  |
| Garanzia   |  |
| Europea  | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili   |
| Riferimenti del Prodotto   |  |
| Fabbricante  | Demarta Virginio S.r.l.  |
| Classe di Dispositivo MDR 2017/745   | Classe I   |
| Codice ISO DM 332/99   | 03.33.06.018   |
| Codice ISO DPCM 12.01.2017   | 04.33.06.018   |
| Codice CND   | V080702  |
| Codice RDM   | 2600011/R  |





**Product Name**

Hybrid Mattress Sadevo Active C.F.A.

**Use**

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.



| Features   |   |
|--|---|
| Code   | 05.04.H1002CFA  |
| Number of Cells  | 7   |
| Cell Features  | Expandable air cells SADCEL adapt automatically to the shape of the patient according to the weight and the body movement of the latter |
| Dimensions   | 195 x 85 x 16 cm, available in different sizes on request   |
| Therapeutic Capacity   | 160 Kg  |
| The cells are divided in two different compartments, therefore it is possible to connect a pump  |   |
| Two ways STATIC and DYNAMIC mode (A-b-A-b)   |   |
| Totally fireproof, class 1IM   |   |
| Pressure reduction antidecubitus system with pump (Prestige , code 05.03.6600A4 )  |   |
| The OUT-PUT and IN-PUT air flow are regulated by self-adjusting valves placed inside the system  |   |
| AMF viscoelastic foam contact surface (High Density Memory Foam)   |   |
| The external cover in 100% Igni Dahlia (breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric) with zip on three sides   |   |
| Ventilated Critical Foot Area (C.F.A.): system allows the heels to sink, reducing the pressure and the friction. This part of the mattress consists of expanding independent cylinders with ultra soft viscoelastic foam. In this way, the risk of creating a decubitus lesion is cleared. |   |
| Cover Maintenance and Cleaning   |   |
|  Water temperature not above 95° C  |  Do not iron   |
| Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle  |   |
| Mattress Maintenance and Cleaning  |   |
| Clean the mattress with a damp cloth and mild soap   |   |
| Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base  |   |
| Storage and Disposal   |   |
| Single-user Product  |   |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition   |   |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection   |   |
| Package and Nr. Items  |   |
| Box  | 1 Piece   |
| Warranty   |   |
| European   | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts  |
| Product References   |   |
| Manufacturer   | Demarta Virgino S.r.l.  |
| Directive MDR 2017/745   | Class I   |
| ISO Code DM 332/99   | 03.33.06.018  |
| ISO Code DPCM 12.01.2017   | 04.33.06.018  |
| CND Code   | V080702   |
| RDM code   | 2600011/R   |