

**Nome Prodotto**

Compressore Prime per materasso a cessione d'aria.

**Destinazione d'uso**

Il compressore Prime viene abbinato al materasso Prime a cessione d'aria. La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.

**Caratteristiche**

Codice	05.03.SD1
Dimensioni	40 x 15.7 x 27 cm
Scocca	ABS Ignifugo
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Alternata (A-b-A-b)
Portata	1000 LPM
Campo di Pressione	20-46 mm Hg
Rumorosità	≤ 20 Dba
Minuti per Ciclo	5 -10 -15 - 20 - 25 - 30 min (cicli interi)
Alimentazione	230 V – 50 Hz
Lunghezza Cavo Elettrico	4.88 m
Peso	6 Kg
Consumo	25 W

Dotato di due ganci in acciaio per l'ancoraggio al letto e di filtro per l'aria

Allarme visivo e sonoro per bassa pressione e mancanza di elettricità

Pannello di controllo digitale

Modalità Nursing: gonfiaggio temporaneo di tutti gli elementi in modalità statica

Modalità Pulsing: cambiamento della pressione da 100% a 70% ad intervalli da 1 a 20 min

Rilevazione automatica della posizione seduta

Funzione SMILE TURN che permette la rotazione di 10° del paziente su ambo i lati

**Avvertenze**

Il compressore può essere utilizzato solo con i materassi consigliati dal fabbricante

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e materasso

**Manutenzione e Pulizia**

Pulire il compressore con un panno umido e detergente neutro

ATTENZIONE: non immergere mai il compressore in alcun tipo di liquido

**Conservazione e Smaltimento**

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

**Confezione e Nr. Articoli**

Scatola 1 Pezzo

**Garanzia**

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

**Riferimenti del Prodotto**

Fabbricante Demarta Virginio S.r.l.

Classe di Dispositivo MDR 2017/745 Classe I

Codice CND V080701

Codice RDM 2601667/R

**Product Name**

Prime Pump for low air loss mattress.

**Use**

The Prime pump has to be combined with low air loss mattress. The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Features	
Code	05.03.SD1
Dimensions	40 x 15.7 x 27 cm
Case	Fire Retardant ABS
Air Mode	Static and Alternate (A-b-A-b)
Air Output	1000 LPM
Pressure Range	20 to 46 mm Hg
Noise Level	≤ 20 Dba
Cycle Time	5 -10 -15 - 20 - 25 - 30 min
Power	230 V – 50 Hz
Electric Cable Length	4.88 m
Weight	6 Kg
Power Consumpt	25 W
Two steel hooks for anchoring to the bed and air filter	
Visual and sound alarm for low pressure and blackout	
Digital Display	
Nursing Mode: temporary inflating of all elements in static mode	
Pulsing Mode: pressure change from 100% to 70% at intervals of 1 to 20 min	
Automatic detection of sitting position	
SMILE TURN function that allows 10 ° rotation of the patient on both sides	
Warnings	
The pump can be used only with mattresses recommended by the manufacturer	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the mattress	
Maintenance and Cleaning	
Clean the pump with a damp cloth and neutral detergent	
WARNING: never immerse the compressor in any type of liquid	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virgino S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V080701
RDM Code	2601667/R