

**Nome Prodotto**

Appoggiatesta prono a 2 vie.



Codice	Misure (cm)
05.00.AP811E	23 x 20 x 6

**Destinazione d'uso**

Per posizionatori gel per sala operatoria si intendono tutti i dispositivi che vengono utilizzati per il posizionamento ottimale del paziente sul tavolo operatorio. Sono disponibili molti modelli in svariate forme e dimensioni; tutti pienamente compatibili con i tessuti umani. Il materiale di cui sono costituiti offre un'ottima biocompatibilità, comfort e una straordinaria resistenza meccanica.

**Descrizione**

L' APPOGGIATESTA PRONO A 2 VIE è realizzato in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm<sup>3</sup>.

Grazie al suo particolare disegno ergonomico, sorregge e stabilizza testa e collo durante tutti i tipi di intervento chirurgico, con accesso agevolato per l'intubazione.

<b>Materiali</b>	
Gel Amorfo di Poliuretano con Densità di 0,99 gr/cm <sup>3</sup>	
<b>Manutenzione e Pulizia</b>	
I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria	
Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano	
Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti	
Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°	
Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.09
Codice CND	Y033399
Codice RDM	90736/R

**Product Name**

Prone headrest 2 ways.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP811E	23 x 20 x 6

**Use**

The gel positioners are devices that are used to reach an optimal patient position on the operating table. Many differentes models are available in various shapes and sizes; all fully compatible with human tissues. Some of the main features are: biocompatibility, comfort and extraordinary mechanical resistance.

**Description**

The PRONE HEADREST is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm<sup>3</sup>. Thanks to its particular ergonomic design, it can be used as a neck and head support during all types of surgery, with an easy access for intubation.

Materials	
Amorphous Polyurethane Gel with a Density of 0.99 gr/cm <sup>3</sup>	
Maintenance and Cleaning	
The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room	
Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time	
Storage and Disposal	
Keep the positioners, if possible, on a level surface	
Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners	
Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °	
Keep away from sources of light, moisture and heat	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.09
CND Code	Y033399
RDM Code	90736/R