

Nome Prodotto












Rollator Centaurus, doppia funzione.

Destinazione d'uso

I deambulatori sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

Quest'ausilio è concepito per l'uso di un solo utente, in ambienti interni o esterni.



Codice	Lunghezza	Larghezza Interna	Larghezza Totale	Altezza	Dimensioni Seduta	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm											
01.06.430	105	50	64	84/97	45x31	55	136	20 (8")	20 (8")	8.9	66x31x47

Caratteristiche

Struttura in alluminio pieghevole con seduta imbottita e schienale in tela, supporto porta-bastone laterale

Quattro ruote del diametro di 20 cm (ruote frontali piroettanti con catarifrangente, due posteriori fisse), è presente un dispositivo frenante a leva sulle ruote posteriori

Borsa in tela porta-oggetti estraibile con braccioli

Manopole ergonomiche e regolabili in altezza

Schienale reversibile per doppia funzione rollator-carrozzina

Altezza del sedile da terra 55 cm

Materiali

Telaio	Alluminio
Ruote	PVC
Seduta	PVC

Manutenzione e Pulizia Telaio

Usare un panno umido con del sapone neutro

Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore, oggetti abrasivi e spazzole metalliche

Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente

Manutenzione e Pulizia Ruote

Pulire le ruote con acqua tiepida e detersivo neutro

Lubrificare periodicamente le ruote

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virgino S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.06.09.003
Codice CND	Y120609
Codice RDM	2015903/R












Product Name

Rollator Centaurus.

Use

The walkers and rollators are indicated in the walk rehabilitation for elderly or subjects with functional limitations of various kinds. They offer stability, ease of use and improve the sense of balance. This aid is designed for a single user, in indoor or outdoor environments according on models.



Code	Length	Inside Width	Width	Height	Seat Dimensions	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm											
01.06.430	105	50	64	84/97	45x31	55	136	20 (8")	20 (8")	8.9	66x31x47

Features

- Folding aluminum structure with padded seat and fabric back, side stick holder
- Four wheels with a diameter of 20 cm (front swivel wheels with reflector, two fixed rear wheels), there is a lever braking device on the rear wheels
- Removable object-holder bag with handles
- Ergonomic and height-adjustable knobs
- Reversible backrest for double rollator-wheelchair function

Materials

Frame	Aluminum
Wheels	PVC
Seat	PVC

Frame Maintenance and Cleaning

- Use a damp cloth with mild soap
- Do not use water and / or steam jet washing machines, abrasive objects and metal brushes
- Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone

Wheels Maintenance and Cleaning

- Clean the wheels with warm water and neutral detergent
- Lubricate the wheels periodically

Storage and Disposal

- Single-user Product
- Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr.Items

Box	1 Piece
-----	---------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.06.09.003
CND Code	Y120609
RDM Code	2015903/R