


Nome Prodotto

Materasso ad Aria Supercare T01 Bariatrico con compressore Prestige.

Destinazione d'uso

Il materasso ad aria Supercare T01 Bariatrico viene abbinato al compressore Prestige (05.03.6600A4). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.

**Kit Antidecubito**

Codice	05.03.A4+T01-120
Caratteristiche Materasso	
Materiale Elementi Intercambiabili	Nylon / PVC
Numero Elementi	18
Altezza Elementi	12 cm
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 120 x 12 cm
Portata Terapeutica	200 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)
Lembi e cinghie alle estremità per il fissaggio al letto	
Dotato di fodera in nylon ignifugo con bottoni automatici	
Valvola CPR di sgonfiaggio rapido	
Tre elementi a livello del capo statici	
Manutenzione e Pulizia Fodera	
 Lavaggio Max 30° C	
Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato	
Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	

Caratteristiche Compressore

Dimensioni	24 x 11.5 x 9 cm
Scocca	ABS Ignifugo
Modalità di Erogazione dell'Aria	Alternata (A-b-A-b)
Portata	7 LPM
Campo di Pressione	Da 50 a 120 mm Hg
Rumorosità	≤ 20 DbA
Minuti per Ciclo	12 min
Alimentazione	220/240 V – 50 Hz
Consumo	7 Watt
Lunghezza Cavo Elettrico	1.7 m
Peso	0.8 Kg
Fusibile	1.5 A
Altro	Due Ganci in Acciaio per l'Ancoraggio al Letto

Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.021
Codice ISO DPCM 12.01.2017	04.33.06.018
Codice CND	V080701
Codice RDM	2466662/R

Product Name

Air Mattress Supercare T01 Bariatric with Prestige pump.

Use

The mattress Supercare T01 Bariatric has to be combined with Prestige pump (05.03.6600A4). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Anti-bedsore Kit	
Code	05.03.A4+T01-120
Mattress Features	
Interchangeable Elements Material	Nylon / PVC
Number of Cells	18
Cells Height	12 cm
Dimensions Inflated	200 x 120 x 12 cm
Therapeutic Capacity	200 Kg
Air Mode	Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b)
Flaps and straps at the ends for attachment to the bed	
External cover in fireproof Nylon with press studs	
CPR valve for quick deflation	
First three elements always inflated	
Cover Maintenance and Cleaning	
🧺 Washing Max 30° C	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Features Pump	
Dimensions	24 x 11.5 x 9 cm
Case	Fire Retardant ABS
Air Mode	Alternate (A-b-A-b)
Air Output	7 LPM
Pressure Range	50 to 120 mm Hg
Noise Level	≤20 Dba
Cycle Time	12 min
Power	220/240 V-50 Hz
Power Consumption	7 Watt
Electric Cable Length	1.7 m
Weight	0.8 Kg
Fuse	1.5 A

Other Features	Two steel hooks for anchoring to the bed
Warnings	
The pump can be used only with mattresses recommended by the manufacturer	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the mattress	
Maintenance and Cleaning	
Clean the pump with a damp cloth and neutral detergent	
WARNING: never immerse the compressor in any type of liquid	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.021
ISO Code DPCM 12.01.2017	04.33.06.018
CND Code	V080701
RDM code	2466662/R