

Nome Prodotto

Posizionatore a lastra Quadrata in EvoPore Polymoove.



Codice	Misure
03.05.R4018	50 x 50 x 3 cm

Destinazione d'uso

I Posizionatori Polymoove sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente. Sono studiati per donare comfort, supporto, stabilità e protezione delle zone vulnerabili.

Utilizzati come supporto si adattano alla morfologia del corpo in modo eccellente.

Descrizione

Il POSIZIONATORE A LASTRA QUADRATA POLYMOOVE è composto da schiuma EvoPore di ultima generazione.

Questa schiuma termosensibile ha un'elevata elasticità, stabilità ed offre un sostegno ottimale nel posizionamento del paziente.






Può essere utilizzato come: cuscino, supporto per tronco, supporto per gli arti superiori e inferiori.

Consigliato l'utilizzo della lastra in EvoPore con posizionatori per pratiche di chinesioterapia.

La fodera in OBATEX ignifugo, traspirante, bielastico, impermeabile ed antibatterico è realizzata in poliuretano e poliestere, sterilizzabile in autoclave.

Kit Posizionamento:

- Posizionatore Rettangolare POLYMOOVE 15x40 cm (ref. 03.05.POL10)
- Lastra Quarata in EvoPore POLYMOOVE 50x50x3 cm (ref. 03.05. R4018)
- Posizionatore Rettangolare POLYMOOVE 50x75 cm (ref. 03.05.POL32)
- Posizionatore Rettangolare POLYMOOVE 55x95 cm (ref. 03.05.POL34)
- Posizionatore Dorsale Lineare POLYMOOVE 220x36 cm (ref. 03.05.POL91)

Materiali	
Lastra	Espanso di Schiuma EvoPore
Fodera Esterna	Obatex
Manutenzione e Pulizia Fodera Esterna	
	Lavabile in Lavatrice a Max 95°C
	Non Candeggiare
	Non Stirare
	Lavare a Secco con Tutti i Solventi
	Asciugatura a Tamburo con Temperatura Max 60°C
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Manutenzione e Pulizia Lastra in EvoPore	
Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente senza esporlo però alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	OBA AG
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Y060399
Codice RDM	225942/R



Product Name

EvoPore square plate positioner Polymoove.



Code	Dimensions
03.05.R4018	50 x 50 x 3 cm

Use






Polymoove Positioners are a valid aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support, stability and protection of vulnerable areas. Used as a support they adapt to the morphology of the body excellently.

Description

The POLYMOOVE SQUARE PLATE POSITIONER is made of latest generation EvoPore foam. This thermosensitive foam has high elasticity, stability and offers optimal support in patient positioning.
Can be used as: pillow, trunk support, upper and lower limb support.
The use of the EvoPore plate with positioners for kinesiology practices is recommended.
The fire retardant, breathable, bi-elastic, waterproof and antibacterial OBATEX lining is made of polyurethane and polyester, sterilizable in an autoclave.

Positioning Kit:

- POLYMOOVE Rectangular Positioner 15x40 cm (ref. 03.05.POL10)
- POLYMOOVE Squadre plate in EvoPore 50x50x3 cm (ref. 03.05. R4018)
- POLYMOOVE Rectangular Positioner 50x75 cm (ref. 03.05.POL32)
- POLYMOOVE Rectangular Positioner 55x95 cm (ref. 03.05.POL34)
- POLYMOOVE Linear Dorsal Positioner 220x36 cm (ref. 03.05.POL91)

Materials	
Foam Sheet	EvoPore Foam
External Cover	Obatex
External Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95°C or 200°F
	Do not bleach
	Do not iron
	Dryclean with any solvent
	Tumble dry Max temperature 60°C or 140°F
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent	
Before use dry the mattress carefully without exposing it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	

Manufacturer	OBA AG
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	225942/R