

**Nome Prodotto**

Materasso Antidecubito Oba 1T.

Codice	Misure	Portata Min	Portata Max
05.05.OBA1TTS	200x90x15 cm	40 Kg	150 Kg
05.05.OBA1TTS120	200x120x15 cm	40 Kg	150 Kg

**Destinazione d'uso**

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo, pazienti geriatrici, soggetti con scarsa mobilità e soggetti con cute sensibile ed arrossata.

Raccomandato per uso pediatrico e per pazienti con peso inferiore a 50 Kg. Destinato per l'utilizzo in strutture ospedaliere, strutture di assistenza pediatrica, case di riposo e case di cura. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 3, secondo scala EPUAP.






**Descrizione**

Il materasso OBA 1T è realizzato in espanso di schiuma EvoPore con densità e lavorazioni differenziate.

Il materasso garantisce un'efficace prevenzione della formazione di ulcere da decubito ed assicura un piacevole confort fornendo un supporto ideale grazie alla schiuma che si adatta alla morfologia del corpo del paziente.

I bordi rinforzati garantiscono una buona stabilità riducendo i rischi di scivolamento, facilitano il sollevamento da parte della persona aiutandola nell'entrata e uscita dal letto e supportano ottimamente i trasferimenti laterali del paziente. Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi stessa lavorazione, che permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.

La schiuma EvoPore mantiene la sua altissima stabilità e l'elevato potere di supporto anche durante la notte e si distingue per la sua ottima resistenza e durata nel tempo. La fodera è realizzata in cotone TRICOT SANILON elastico, soffice e resistente con cerniera di chiusura sui tre lati.

Materiali	
Lastra d'Appoggio	Espano di schiuma EvoPore con Densità 35 Kg/m <sup>3</sup>
Lastra Intermedia	Espano di schiuma EvoPore con Densità 30 Kg/m <sup>3</sup>
Lastra di Base	Espano di schiuma EvoPore con Densità 35 Kg/m <sup>3</sup>
Bordi	Espano di schiuma EvoPore con Densità 50 Kg/m <sup>3</sup>
Fodera	Tricot Sanilon
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Delicato Max. 40°C
	Non Candeggiare
	Stiratura con Temperatura Max. di 150°C
	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente
	Asciugatura a Tamburo Possibile a Medie Temperature
Manutenzione e Pulizia Materasso	

Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Peso del materasso	10 Kg
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Garanzia Oba	10 anni secondo quanto riportato nel manuale di utilizzo
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	OBA AG
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.006
Codice ISO DPCM 12.01.2017	04.33.06.006
Codice CND	V080702
Codice RDM	2545057/R

**Product Name**

Matress Oba Evoba.

Code	Dimensions	Min Capacity	Max Capacity
05.05.OBA1TTS	200x90x15 cm	40 Kg	150 Kg
05.05.OBA1TTS120	200x120x15 cm	40 Kg	150 Kg



**Use**

Device intended for the prevention of bedsores in subjects who must maintain a lying position for prolonged periods of time, geriatric patients, subjects with poor mobility and subjects with sensitive and red skin.

Recommended for pediatric use and for patients weighing less than 50 Kg. Intended for use in hospital settings, pediatric care facilities, retirement homes and nursing homes. The device is classified with anti-decubitus grade 3, according to the EPUAP scale.





**Description**

The OBA 1T mattress is made of EvoPore foam with differentiated density and processing.

The mattress guarantees effective prevention of the formation of pressure ulcers and ensures pleasant comfort by providing ideal support thanks to the foam that adapts to the morphology of the patient's body.

The reinforced edges guarantee good stability, reducing the risk of slipping, making it easier for the person to lift, helping them get in and out of bed and excellently support the patient's lateral transfers. The mattress is equipped with two symmetrical surfaces with the same workmanship, which allow the mattress to be turned over cyclically, significantly extending its duration of use.

The EvoPore foam maintains its very high stability and high support power even during the night and stands out for its excellent resistance and durability over time. The lining is made of elastic, soft and resistant TRICOT SANILON cotton with a zip closure on three sides.

Materials	
Support Layer	EvoPore Foam with a Density of 35 Kg/m <sup>3</sup>
Intermediate Layer	EvoPore Foam with a Density of 30 Kg/m <sup>3</sup>
Base	EvoPore Foam with a Density of 35 Kg/m <sup>3</sup>
Borders	EvoPore Foam with a Density of 40 Kg/m <sup>3</sup>
Cover	Tricot Sanilon
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 40°C , Delicate
	Do not Bleach
	Maximum Temperature 150°C or 300°F
	Dryclean with any Solvent



Tumble Dry Medium Heat

### Mattress Maintenance and Cleaning

Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent

Before use dry the mattress carefully without exposing it to direct sunlight

### Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

### Package and Nr.Items

Weight of the mattress

10 Kg

Box

1 Piece

### Warranty

European

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts

Oba Warranty

10 years as reported in the user manual

### Product References

Manufacturer

OBA AG

Authorized Distributor

Demarta Virginio S.r.l.

Directive MDR 2017/745

Class I

ISO Code DM 332/99

03.33.06.006

ISO Code DPCM 12.01.2017

04.33.06.006

CND Code

V080702

RDM Code

2545057/R