

Nome Prodotto

Sistemi di Movimentazione Vertic'Home.

Codice	Dimensioni (cm)	Portata (Kg)
01.01.HOME	135 x 49 x 57	135





Destinazione d'uso

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

Il sistema di movimentazione VERTIC' HOME permette di eseguire piccoli trasferimenti in totale sicurezza e comfort per il paziente. Una volta che il paziente è su VERTIC' HOME, l'operatore, grazie alle ruote posteriori roteanti, può, non solo ruotare il paziente, ma anche movimentarlo col minimo sforzo. Alcune delle principali caratteristiche sono: la pedana antiscivolo, due ruote per il trasporto, protezione imbottita per le ginocchia regolabile in altezza e quattro maniglie ergonomiche (due per il paziente e due per l'operatore). L'imbracatura (portata 150 Kg) in dotazione permette di fissare il paziente al telaio aumentando ulteriormente la sicurezza.



Materiali Vertic'Home	
Struttura	Acciaio
Rivestimento Pedana	Antiscivolo
Protezione per Ginocchia	Poliuretano
Rivestimento Maniglie	PVC
Materiali Imbracatura	
Imbracatura	Maglia
Manutenzione e Pulizia Vertic'Home	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Manutenzione e Pulizia Imbracatura	
	Lavaggio Max. 40°C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Asciugare a Tamburo
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y123099

Product Name

Sit-to-Stand Aids – Vertic'Home.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
01.01.HOME	135 x 49 x 57	135

Use





The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The VERTIC HOME handling system allows small transfers in total safety and comfort for the patient. Once the patient is on VERTIC HOME, thanks to two rotating rear wheels, the operator can rotate the patient, but also move the patient around with the minimum effort.

Some of the main features are: the anti-slip platform, two transport wheels, height-adjustable padded knee protection and four ergonomic handles (two for the patient and two for the operator). Furthermore the safety of the patient is ensured thanks to the supplied sling (capacity 150 Kg).



Vertic'Home Materials	
Structure	Steel
Footboard Cover	Anti-slip
Knee Protection	Polyurethane
Handles Coating	PVC
Sling Materials	
Sling	Mesh
Vertic'Home Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Sling Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 40°C or 105°F
	Do not Iron
	Do not Bleach
	Do not Tumble Dry
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Y123099