

**Nome Prodotto**

Sacchi di Trasferimento Minislide.

Codice	Misure (cm)	Materiale
03.04.2030	50 x 60	Cotone
03.04.2031	50 x 60	Nylon

**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

**Descrizione**

Il sacco di trasferimento MINISLIDE facilita le rotazioni su di un fianco e i riposizionamenti del paziente nel letto, sia in autonomia che con l'aiuto di uno o più operatori. Portata massima: 300 kg.

Sono disponibili due versioni:

- con superficie di contatto in cotone (cod. 03.04.2030)
- con superficie di contatto in nylon (cod. 03.04.2031)

Materiali	
Parte Esterna	• Cotone (cod. 03.04.2030) • Nylon (cod. 03.04.2031)
Parte Interna	Nylon Ultra Low Friction
Imbottitura	Fibra
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max. 70°C
	Non Stirare
	Non Asciugare a Tamburo
	Asciugare Appeso, no Spremitura e/o Centrifuga
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.31.03.009
Codice CND	Y123099
Codice RDM	100996/R

**Product Name**

Sliding Mats Minislide.

Code	Dimensions (cm)	Material
03.04.2030	50 x 60	Cotton
03.04.2031	50 x 60	Nylon



**Use**





The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

**Description**

The MINISLIDE facilitates lateral transfers and repositioning of patients in bed, both independently or with the help of one or more operators. Maximum Capacity: 300 Kg.

There are two versions available:

- cotton contact surface (code 03.04.2030)
- nylon contact surface (code 03.04.2031)

Materials	
External Part	• Cotton (code 03.04.2030) • Nylon (code 03.04.2031)
Internal Part	Nylon Ultra Low Friction
Padding	Fiber
Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 70°C or 160°F
	Do not Iron
	Do not Tumble Dry
	Drip Dry
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.31.03.009
CND Code	Y123099
RDM Code	100996/R