

Nome Prodotto

Cuscino Antiscivolo Sit Rit.



Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)
03.04.2070	50 x 45	200

Destinazione d'uso

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

Il cuscino antiscivolo SIT RIT facilita il posizionamento del paziente sulla sedia a rotelle, impedendo il scivolamento verso terra. Grazie al suo particolare tessuto interno, il cuscino permette lo slittamento/rotazione in un solo senso e lo impedisce nell'altro. Inoltre, grazie alla sua soffice imbottitura interna, è possibile lasciare SIT RIT sulla carrozzina, sotto il paziente.

Materiali	
Rivestimento Esterno	Poliestere
Rivestimento Interno	Antislip
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con LT-CIN (45% alcool isopropilico) o con SURFA SAFE della Farnec	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.31.03.009
Codice CND	Y123099
Codice RDM	1167517/R



Product Name

Antislip Aids Sit Rit.



Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
03.04.2070	50 x 45	200

Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The SIT RIT non-slip cushion facilitates the patient's positioning on the wheelchair, preventing it from slipping to the ground. Thanks to its particular internal fabric, the cushion allows the sliding / turning in one direction and impedes it in the other. Furthermore, thanks to its soft padding, it is possible to leave SIT RIT under the patient on the wheelchair.

Materials	
External Coating	Polyester
Internal Coating	Antislip Fabric
Maintenance and Cleaning	
Possible disinfection with LT-CIN (45% isopropyl alcohol) or with SURF SAFE from Farnec	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.31.03.009
CND Code	Y123099
RDM Code	1167517/R