

Nome Prodotto

Teli con Maniglie Gurney.





Codice	Nr. Maniglie	Misure (cm)	Portata (Kg)
03.04.4011	4	100 x 41	180
03.04.4016	6	150 x 43	250
03.04.4020	10	152 x 87	400
03.04.4021	14	205 x 105	400


Destinazione d'uso

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

Il telo di trasferimento GURNEY permette trasferimenti e sollevamenti di persone con forza e mobilità assente su: letto, barella, tavolo operatorio ecc. E' composto internamente da una lastra di polietilene resistente ma flessibile e una lastra di espanso, per un maggiore comfort, racchiuse in un telo in nylon ad alto scorrimento. Le numerose maniglie consentono una salda presa da parte degli operatori, rendendo possibile lo spostamento di pazienti con un elevato peso corporeo.

Materiali	
Rivestimento Esterno	Nylon
Imbottitura	Polietilene
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max. 60°C
	Non Stirare
	Non Asciugare a Tamburo
	Non è Possibile il Lavaggio a Secco
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.31.03.012
Codice CND	Y123099
Codice RDM	99504/R

Product Name

Manual Lifting Aids Gurney.







Code	Nr. Handles	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
03.04.4011	4	100 x 41	180
03.04.4016	6	150 x 43	250
03.04.4020	10	152 x 87	400
03.04.4021	14	205 x 105	400

Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The GURNEY allows transfers and lifting of people with no strength and mobility. It is internally composed of a resistant and flexible polyethylene sheet and a foam sheet, for a greater comfort, enclosed in a high-slip nylon cover. The numerous handles allow the operators to move heavy-set patients safety.

Materials	
Cover	Nylon
Padding	Polyethylene
Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 60°C or 140°F
	Do not Iron
	Do not Tumble Dry
	Do not Dryclean
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.31.03.012
CND Code	Y123099
RDM Code	99504/R