

**Nome Prodotto**

Pull Up.



Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)
03.04.6090	175 x 7.5	180

Destinazione d'uso

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

La cinghia PULL UP è composta da una striscia in nylon resistente dotata di otto maniglie antinfortunistiche e antiscivolo. Viene fissata alla pediera del letto; permette ai pazienti collaboranti o semi collaboranti di passare dalla posizione supina a quella seduta, effettuando anche una ginnastica di recupero dell'attività motoria.

Materiali	
Pull Up	Nylon
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max. 40°C
	Non Stirare
	Non Asciugare a Tamburo
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y123099
Codice RDM	99504/R



Product Name

Pull Up.



Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
03.04.6090	175 x 7.5	180




Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The PULL UP consists of a durable nylon strap with eight safety and non-slip handles.

It is fixed to the bed footboard and allows collaborating or semi-collaborating patients to move from the supine position to the sitting position, also doing a gymnastics recovery exercise.

Materials	
Pull Up	Nylon
Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 40°C or 105°F
	Do not Iron
	Do not Tumble Dry
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Y123099
RDM Code	99504/R