

Nome Prodotto

Posizionatore Antidecubito Talloniera Biportanza Anti Equina Mooba.





| Codice | Misure (cm) |
|-------------|--------------|
| 03.05.OBA12 | 46 x 23 x 20 |

Destinazione d'uso

I Posizionatori Mooba sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente. Sono studiati per donare comfort, supporto/stabilità e protezione delle zone vulnerabili. Grazie alle svariate forme sono versatili e facilmente combinabili tra di loro.

Descrizione

La TALLONIERA BIPORTANZA ANTI EQUINA MOOBA è composto da un espanso rivestito da un film di poliuretano impermeabile. Grazie alla sua forma è utilizzata come supporto per polpaccio, caviglia e piede.

| Materiali | |
|--|--|
| Imbottitura | Espanso |
| Rivestimento | Poliuretano |
| Manutenzione e Pulizia | |
|  | Non Lavare in Lavatrice |
|  | Non Stirare |
| Lavabile con panno morbido umidificato con acqua (Max 60° C) e sapone neutro | |
| Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% | |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Scatola | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |
| Fabbricante | Demarta Virginio S.a.S. |
| Classe di Dispositivo 93/42 | Classe I |
| Codice CND | Y060399 |
| Codice RDM | 225942/R |



Product Name

Positioner Mooba Hell Support.





| Code | Dimensions (cm) |
|-------------|-----------------|
| 03.05.OBA12 | 46 x 23 x 20 |

Use

Positioners Mooba are a valuable aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support / stability and protection of vulnerable areas. Thanks to the various shapes are versatile and they can be easily combined together.

Description

The HEEL SUPPORT is made of foam painted with waterproof polyurethane. It is anatomically molded to accommodate 'Achille's tendon' and to fully relieve pressure from the heel. The heel support helps to prevent clubfoot and reduces contact pressure surrounding the limb and allowing for stable positioning in bed.

| Materials | |
|--|--|
| Padding | Foam |
| External cover | Polyurethane |
| Maintenance and Cleaning | |
|  | Do not use washing machine |
|  | Do not iron |
| Washable with a soft cloth moistened with water (Max 60 ° C) and neutral soap | |
| Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants | |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr.Items | |
| Box | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References | |
| Manufacturer | Demarta Virginio S.a.S. |
| Directive 93/42 | Class I |
| CND Code | Y060399 |
| RDM Code | 225942/R |