

**Nome Prodotto**

Posizionatore Antidecubito Trapezoidale Mooba.

Codice	Misure (cm)
03.05.OBA3	30 x 25 x 10/5
03.05.OBA5	40 x 25 x 10/5
03.05.OBA6	40 x 25 x 6/2.5

**Destinazione d'uso**

I Posizionatori Mooba sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente. Sono studiati per donare comfort, supporto/stabilità e protezione delle zone vulnerabili. Grazie alle svariate forme sono versatili e facilmente combinabili tra di loro.

Descrizione

Il POSIZIONATORE TRAPEZOIDALE MOOBA è composto da un espanso rivestito da un film di poliuretano impermeabile. Grazie alla sua forma può essere utilizzato come supporto per gli arti inferiori.

Materiali	
Imbottitura	Espanso
Rivestimento	Poliuretano
Manutenzione e Pulizia	
	Non Lavare in Lavatrice
	Non Stirare
Lavabile con panno morbido umidificato con acqua (Max 60° C) e sapone neutro	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5%	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y060399
Codice RDM	225942/R

Product Name

Positioner Mooba Trapezoidal Protection.





Code	Dimensions (cm)
03.05.OBA3	30 x 25 x 10/5
03.05.OBA5	40 x 25 x 10/5
03.05.OBA6	40 x 25 x 6/2.5

Use

Positioners Mooba are a valuable aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support / stability and protection of vulnerable areas. Thanks to the various shapes are versatile and they can be easily combined together.

Description

The TRAPEZOIDAL PROTECTION MOOBA is made of foam painted with waterproof polyurethane. Thanks to its shape, it can be used as a leg support.

Materials	
Padding	Foam
External cover	Polyurethane
Maintenance and Cleaning	
	Do not use washing machine
	Do not iron
Washable with a soft cloth moistened with water (Max 60 ° C) and neutral soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	225942/R