


**Nome Prodotto**

Materasso ad Acqua Devimed H2O.

Destinazione d'uso

Il materasso Devimed H2O sfrutta la tecnica della distribuzione del peso del corpo che viene sostenuto su tutta la superficie d'appoggio dall'acqua.

Vengono così abbassate le pressioni di ritorno, anche in corrispondenza dei punti più a rischio, evitando l'insorgenza di piaghe da decubito.




| Modelli | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Codice | 05.02.H6800 • Modello Standard |
| Dimensione | 190 x 85 x 12.5 cm |
| Codice | 05.02.H6801 • Modello Pediatrico |
| Dimensione | 63 x 35 x 8 cm |
| Caratteristiche | |
| Materiale del materasso: PVC atossico | |
| Struttura esterna perimetrale stabilizzatrice gonfiabile ad aria tramite pompa di gonfiaggio | |
| Struttura interna divisa in 3 unità indipendenti con riempimento ad acqua (60 x 60 cm - 17 L) | |
| Portata Terapeutica: 180 Kg | |
| Bocchettone universale di riempimento munito di tappo | |
| Dotato di pompa per il gonfiaggio e il riempimento | |
| Dotato di kit di riparazione | |
| Manutenzione e Pulizia | |
| Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato | |
| Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole | |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Scatola | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |
| Fabbricante | Demarta Virginio S.a.S. |
| Classe di Dispositivo 93/42 | Classe I |
| Codice ISO | 03.33.06.015 |
| Codice CND | Y033306 |
| Codice RDM | 149205/R |

Product Name

Water Mattress Devimed H2O.

Use

The mattress Devimed H2O uses the technique of distributing the weight of the body which is supported on the entire surface thanks to the water which is placed inside. The return pressure is lowered, even in the part of the body most at risk, avoiding the onset of pressure ulcers.



| Models | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Code | 05.02.H6800 • Standard Model |
| Dimensions | 190 x 85 x 12,5 cm |
| Code | 05.02.H6801 • Pediatric Model |
| Dimensions | 63 x 35 x 8 cm |
| Features | |
| Mattress material: non-toxic PVC | |
| Air inflatable stabilizer perimeter structure | |
| Internal structure divided into 3 independent units, filled with water (60 x 60 cm-17 L) | |
| Therapeutic Capacity: 180 Kg | |
| Universal filling nozzle with stopper | |
| Equipped with a filling and inflating pump | |
| Equipped with a repair kit | |
| Maintenance and Cleaning | |
| Clean the mattress with a damp cloth and mild soap | |
| The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight | |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr. Items | |
| Box | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References | |
| Manufacturer | Demarta Virginio S.a.S. |
| Directive 93/42 | Class I |
| ISO Code | 03.33.06.015 |
| CND Code | Y033306 |
| RDM code | 149205/R |