

Nome Prodotto

Protesi Maxima Asimmetrica Piatta.

Codice	Lato	Taglia	Taglia Francese	Taglia Europea
06.01.6003PD.0	Destro	0	65	50
06.01.6003PD.1	Destro	1	70	55
06.01.6003PD.2	Destro	2	75	60
06.01.6003PD.3	Destro	3	80	65
06.01.6003PD.4	Destro	4	85	70
06.01.6003PD.5	Destro	5	90	75
06.01.6003PD.6	Destro	6	95	80
06.01.6003PD.7	Destro	7	100	85
06.01.6003PD.8	Destro	8	105	90
06.01.6003PD.9	Destro	9	110	95
06.01.6003PD.10	Destro	10	115	100
06.01.6003PD.11	Destro	11	120	105
06.01.6003PD.12	Destro	12	125	110
06.01.6003PD.13	Destro	13	130	115
06.01.6003PD.14	Destro	14	135	120
<hr/>				
06.01.6003PS.0	Sinistro	0	65	50
06.01.6003PS.1	Sinistro	1	70	55
06.01.6003PS.2	Sinistro	2	75	60
06.01.6003PS.3	Sinistro	3	80	65
06.01.6003PS.4	Sinistro	4	85	70
06.01.6003PS.5	Sinistro	5	90	75
06.01.6003PS.6	Sinistro	6	95	80
06.01.6003PS.7	Sinistro	7	100	85
06.01.6003PS.8	Sinistro	8	105	90
06.01.6003PS.9	Sinistro	9	110	95
06.01.6003PS.10	Sinistro	10	115	100
06.01.6003PS.11	Sinistro	11	120	105
06.01.6003PS.12	Sinistro	12	125	110
06.01.6003PS.13	Sinistro	13	130	115
06.01.6003PS.14	Sinistro	14	135	120



Destinazione d'uso

Le protesi mammarie esterne vengono utilizzate in soggetti che hanno subito una mastectomia. Grazie a questi dispositivi la morfologia del corpo resta invariata.

Descrizione

La PROTESI MAXIMA ASIMMETRICA PIATTA è composta da un gel di silicone avvolto da un sottile film di poliuretano; concepita per ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo, specialmente per i pazienti che hanno subito un'asportazione del cavo ascellare. La protesi è anallergica, esteticamente naturale ed ergonomica grazie alla forma allungata. Sono disponibili sia la protesi destra che quella sinistra.

Materiali	
Protesi	Silicone
Manutenzione e Pulizia	
La pulizia è possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Si consiglia di utilizzare deodoranti, profumi o altri cosmetici prima di indossare le protesi	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	06.30.18.006
Codice CND	Y063018
Codice RDM	1463825/R

Product Name

Asymmetrical Prosthesis Maxima with Flat Back.



Code	Side	Size	French Size	European Size
06.01.6003PD.0	Right	0	65	50
06.01.6003PD.1	Right	1	70	55
06.01.6003PD.2	Right	2	75	60
06.01.6003PD.3	Right	3	80	65
06.01.6003PD.4	Right	4	85	70
06.01.6003PD.5	Right	5	90	75
06.01.6003PD.6	Right	6	95	80
06.01.6003PD.7	Right	7	100	85
06.01.6003PD.8	Right	8	105	90
06.01.6003PD.9	Right	9	110	95
06.01.6003PD.10	Right	10	115	100
06.01.6003PD.11	Right	11	120	105
06.01.6003PD.12	Right	12	125	110
06.01.6003PD.13	Right	13	130	115
06.01.6003PD.14	Right	14	135	120
06.01.6003PS.0	Left	0	65	50
06.01.6003PS.1	Left	1	70	55
06.01.6003PS.2	Left	2	75	60
06.01.6003PS.3	Left	3	80	65
06.01.6003PS.4	Left	4	85	70
06.01.6003PS.5	Left	5	90	75
06.01.6003PS.6	Left	6	95	80
06.01.6003PS.7	Left	7	100	85
06.01.6003PS.8	Left	8	105	90
06.01.6003PS.9	Left	9	110	95
06.01.6003PS.10	Left	10	115	100
06.01.6003PS.11	Left	11	120	105
06.01.6003PS.12	Left	12	125	110
06.01.6003PS.13	Left	13	130	115
06.01.6003PS.14	Left	14	135	120

Use

External breast prosthesis are used in subjects who have undergone mastectomy. Thanks to these devices the morphology of the body remains unchanged.

Description

The ASYMMETRICAL PROSTHESIS MAXIMA WITH FLAT BACK is composed of a silicone gel wrapped in a thin polyurethane film; designed to restore an anatomical-aesthetic vision of the body, particularly for those who went through a removal of the axillary cavity. The prosthesis is hypoallergenic, aesthetically natural and ergonomic thanks to the elongated shape. Both right and left prosthesis are available.

Materials	
Prosthesis	Silicone Gel
Maintenance and Cleaning	
Cleaning is possible with a damp cloth and a mild soap	
Avoid direct contact with cosmetics (deodorant, perfumes...), please use them before putting the prosthesis on	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	06.30.18.006
CND Code	Y063018
RDM Code	1463825/R