

**Nome Prodotto**

Lastre Lisce.



Codice	Misure (cm)	Codice	Misure (cm)	Codice	Misure (cm)
05.00.AP301	23 x 50 x 1	05.00.AP402	183 x 50 x 1	05.00.AP408-1.5	15 x 50 x 1.5
05.00.AP302	99 x 50 x 1	05.00.AP402-1.5	183 x 50 x 1.5	05.00.AP412	46 x 33 x 0.5
05.00.AP303	50 x 50 x 1	05.00.AP403	117 x 50 x 1	05.00.AP412-1	46 x 33 x 1
05.00.AP303-1.5	50 x 50 x 1.5	05.00.AP403-1.5	117 x 50 x 1.5	05.00.AP413	22 x 17 x 1
05.00.AP304	50 x 25 x 1	05.00.AP404	160 x 43 x 1	05.00.AP414	60 x 60 x 2.5
05.00.AP304-1.5	50 x 25 x 1.5	05.00.AP405	15 x 35 x 1	05.00.AP415	90 x 50 x 2.5
05.00.AP305	10 x 38 x 1	05.00.AP405-1.5	15 x 35 x 1.5	05.00.AP416	70 x 25 x 2
05.00.AP306	42 x 15 x 1	05.00.AP406	70 x 50 x 1	05.00.AP417	10 x 15 x 2
05.00.AP307	10 x 61 x 1	05.00.AP406-1.5	70 x 50 x 1.5	05.00.AP418	16 x 8 x 0.6
05.00.AP308	45 x 50 x 1	05.00.AP407	70 x 45 x 1	05.00.AP423	70 x 50 x 1.6
05.00.AP308-1.5	45 x 50 x 1.5	05.00.AP407-1.5	70 x 45 x 1.5	05.00.AP424	100 x 50 x 1.5
05.00.AP401	193 x 86 x 1	05.00.AP408	15 x 50 x 1	05.00.AP555	66 x 15 x 1.3

**Categoria**

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

**Descrizione**

Le LASTRE LISCE, grazie alle svariate misure, sono ideate per ricoprire il tavolo operatorio durante qualsiasi intervento chirurgico. Sono in grado di distribuire uniformemente il peso del paziente favorendo una bassa pressione nelle zone d'appoggio.

**Materiali**

Le LASTRE LISCE sono realizzate in gel amaro di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm<sup>3</sup> rivestito da un film di poliuretano.

**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

**Conservazione e Smaltimento**

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Piegare le lastre di grandi dimensioni in sezioni di 35 cm, approssimativamente.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione**

1 Pezzo.

**Garanzia**

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

**Codice ISO**

04.33.09

**Codice CND**

Y033399

**Codice RDM**

90736/R

**Classe Dispositivo Medico**

I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Product Name  
Smooth Pads.



Code	Dimensions (cm)	Code	Dimensions (cm)	Code	Dimensions (cm)
05.00.AP301	23 x 50 x 1	05.00.AP402	183 x 50 x 1	05.00.AP408-1.5	15 x 50 x 1.5
05.00.AP302	99 x 50 x 1	05.00.AP402-1.5	183 x 50 x 1.5	05.00.AP412	46 x 33 x 0.5
05.00.AP303	50 x 50 x 1	05.00.AP403	117 x 50 x 1	05.00.AP412-1	46 x 33 x 1
05.00.AP303-1.5	50 x 50 x 1.5	05.00.AP403-1.5	117 x 50 x 1.5	05.00.AP413	22 x 17 x 1
05.00.AP304	50 x 25 x 1	05.00.AP404	160 x 43 x 1	05.00.AP414	60 x 60 x 2.5
05.00.AP304-1.5	50 x 25 x 1.5	05.00.AP405	15 x 35 x 1	05.00.AP415	90 x 50 x 2.5
05.00.AP305	10 x 38 x 1	05.00.AP405-1.5	15 x 35 x 1.5	05.00.AP416	70 x 25 x 2
05.00.AP306	42 x 15 x 1	05.00.AP406	70 x 50 x 1	05.00.AP417	10 x 15 x 2
05.00.AP307	10 x 61 x 1	05.00.AP406-1.5	70 x 50 x 1.5	05.00.AP418	16 x 8 x 0.6
05.00.AP308	45 x 50 x 1	05.00.AP407	70 x 45 x 1	05.00.AP423	70 x 50 x 1.6
05.00.AP308-1.5	45 x 50 x 1.5	05.00.AP407-1.5	70 x 45 x 1.5	05.00.AP424	100 x 50 x 1.5
05.00.AP401	193 x 86 x 1	05.00.AP408	15 x 50 x 1	05.00.AP555	66 x 15 x 1.3

### Category

Gel Positioner for Operating Table.

### Description

Thanks to the various sizes, they are designed to cover the operating table during any surgical procedure. They are able to evenly distribute the weight of the patient providing low pressure on the contact areas.

### Materials

The SMOOTH PADS are made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm<sup>3</sup>.

### Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

### Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Fold large slabs in sections of 35 cm, approximately.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

### Package

1 Piece.

### Warranty

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

### ISO Code

04.33.09

### CND Code

Y033399

### RDM Code

90736/R

### Medical Device Class

I complies with Directive 93/42/CEE

