

Nome Prodotto

Sollevatore da Piscina Balneo con Imbracatura.

Codice	Portata (Kg)	Articolo
01.01.BALNEO	200	Sollevatore
01.01.20013	200	Imbracatura



Destinazione d'uso

I sollevatori da piscina vengono utilizzati per l'immersione nella vasca di pazienti con limitazioni funzionali che necessitano una rieducazione motoria in acqua.

Descrizione

Il sollevatore elettrico BALNEO DA PISCINA in acciaio Inox, aiuta i pazienti ad entrare ed uscire dalla piscina. E' dotato di una centralina LINAK asportabile, per poterla ricaricare con maggiore comodità, collocata sulla colonna portante. Il sollevatore è munito di un telecomando con cavo elettrico, bilancino a 5 punti di aggancio con sistema di sicurezza, maniglione per facilitare la rotazione, base con 4 perni per fissare BALNEO sul bordo della piscina, un pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità, un sistema meccanico di discesa di emergenza in caso di mancata elettricità ed un ulteriore sistema elettronico di discesa di emergenza in caso di malfunzionamento del telecomando. Il braccio mobile scende fino al livello della piscina e ruota di 360°. L'imbracatura (cod. 01.01.20013, 110x110 cm) in dotazione permette di fissare il paziente al telaio aumentando ulteriormente la sicurezza.

Codice	Dimensioni Base	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Lunghezza del Bilancino	Larghezza del Bilancino	Altezza delle Maniglie	Larghezza delle Maniglie	Raggio di Rotazione del Braccio	Dimensioni da Piegato	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm												
01.01.BALNEO	32x32	31	165	56	67	112	67	129	139x66x50	200	49	∅

Gruppo Elettrico	
LINAK	24 V
Materiali Sollevatore	
Telaio	Acciaio
Materiali Imbracatura	
Imbracatura	Maglia
Manutenzione e Pulizia Sollevatore	
La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica	
Manutenzione e Pulizia Imbracatura 01.01.20013	
	Lavaggio Max. 40°C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Asciugare a Tamburo
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO SOLLEVATORE DM332/99	12.36.03.006
Codice ISO SOLLEVATORE DPCM 12.01.2017	12.36.03.006
Codice CND	Y123603

Product Name
Pool Lift Balneo with Sling.

Code	Capacity (Kg)	Article
01.01.BALNEO	200	Lift
01.01.20013	200	Sling



Use
The lift is used for immersion in the swimming pool disabled patients that need hydrokinesistherapy.

Description

The BALNEO is a passive lift and it allows patients with important functional limitations to enter or come out from the swimming pool. It is equipped with a removable LINAK control unit placed on the mast, hand remote control, 4 anchor points sling bar with safety system, handle for moving, base with 4 screws to fix the lift to the edge of the swimming pool, an emergency stop red button that blocks the flow of electricity, a mechanical safety lowering in case of black out and an additional electric safety lowering system in case of malfunction of the remote control. The boom descends to the level of the pool and rotates 360°. Furthermore the safety of the patient is ensured thanks to the supplied sling (code 01.01.20013, 110x110 cm).

Code	Base Dimensions	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Sling Bar Length	Sling Bar Width	Floor to Handle Height	Handle Width	Rotation Range	Dimensions Folded	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm												
01.01.BALNEO	32x32	31	165	56	67	112	67	129	139x66x50	200	49	∅

Electrical Group	
LINAK	24 V
Lift Materials	
Frame	Steel
Sling Materials	
Sling	Mesh
Lift Maintenance and Cleaning	
Cleaning can be done with a damp cloth after making sure the battery is not charging	
Sling 01.01.20013 Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 40°C or 105°F
	Do not Iron
	Do not Bleach
	Do not Tumble Dry
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code LIFTER DM332/99	12.36.03.006
ISO Code LIFTER DPCM 12.01.2017	12.36.03.006

CND Code	Y123603
----------	---------