



Nome Prodotto  
Quadripode.

Nero	Blu	Verde	Grigio	Rosso
01.07.Q200N	01.07.Q200B	01.07.Q200V	01.07.Q200G	01.07.Q200R



#### Destinazione d'uso

I quadripodi sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

#### Descrizione

Il Quadripode ha un telaio in alluminio leggero regolabile in altezza (8 livelli), una impugnatura ergonomica e morbida per una presa più confortevole, base rinforzata con quattro punti di appoggio antiscivolo. Portata Massima: 120 Kg.

Caratteristiche Tecniche	
Altezza Quadripode	72.5 - 90 cm
Distanza fra gli incrementi	1.7 cm
Numero degli incrementi in altezza	8
Lunghezza Impugnatura	13.5 cm
Peso	700 g
Materiali	
Telaio	Alluminio
Puntali	Gomma Antiscivolo
Manutenzione e Pulizia	
Usare un panno umido con del sapone neutro, la temperatura dell'acqua non deve superiore ai 30 °C	
Asciugare bene prima dell'utilizzo	
Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante	
Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	8 Pezzi
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virgino S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM332/99	12.03.18.003
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.03.16.006
Codice CND	Y120318

Codice RDM

2529384/R

**Product Name**



Four Legs Walking Cane.

Black	Blue	Green	Grey	Red
01.07.Q200N	01.07.Q200B	01.07.Q200V	01.07.Q200G	01.07.Q200R
				



**Use**

The four legs in the walk subjects with various kinds and improve the sense of balance.



walking canes are indicated rehabilitation for elderly or functional limitations of offer stability, ease of use

**Description**

The 4 Legs Walking Cane has a lightweight aluminum frame adjustable in height (8 levels), an ergonomic and soft handle for a more comfortable grip. 4 legged base with non-slip points. Maximum load: 120 Kg.

Technical features	
Quadripod height	72.5 - 90 cm
Distance between increments	1.7 cm
Number of height increments	8
Handle Length	13.5 cm
Weight	700 g
Materials	
Frame	Aluminum
Tips	Anti-slip Plastic
Maintenance and Cleaning	
Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C	
Dry well before use	
If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent	
Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	8 Pieces
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM332/99	12.03.18.003
ISO Code DPCM 12.01.2017	12.03.16.006
CND Code	Y120318

RDM Code	2529384/R
----------	-----------