

**Nome Prodotto**

Sacchi di Trasferimento Midislide.

| Codice | Misure (cm) | Materiale |
|------------|-------------|-----------|
| 03.04.1230 | 95 x 70 | Cotone |
| 03.04.1231 | 95 x 70 | Nylon |

**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

Il sacco di trasferimento MIDISLIDE facilita gli spostamenti in verticale e il riposizionamento del paziente nel letto, sia in autonomia che con l'aiuto di uno o più operatori. Portata massima: 300 kg.

Sono disponibili due versioni:

- con superficie di contatto in cotone (cod. 03.04.1230)
- con superficie di contatto in nylon (cod. 03.04.1231)

| Materiali | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Parte Esterna | • Cotone (cod. 03.04.1230) • Nylon (cod. 03.04.1231) |
| Parte Interna | Nylon Ultra Low Friction |
| Imbottitura | Fibra |
| Manutenzione e Pulizia | |
| | Lavaggio Max. 40°C |
| | Non Stirare |
| | Non Asciugare a Tamburo |
| | Asciugare Appeso, no Spremitura e/o Centrifuga |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Scatola | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |
| Fabbricante | Demarta Virginio S.r.l. |
| Classe di Dispositivo MDR 2017/745 | Classe I |
| Codice ISO | 12.31.03.009 - 12.31.03.012 |
| Codice CND | Z1209080 |
| Codice RDM | 2504986/R |

Product Name

Sliding Mats Midislide.

| Code | Dimensions (cm) | Material |
|------------|-----------------|----------|
| 03.04.1230 | 95 x 70 | Cotton |
| 03.04.1231 | 95 x 70 | Nylon |



Use





The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The MIDISLIDE facilitates vertical transfers and repositioning of patients in bed, both independently or with the help of one or more operators. Maximum Capacity: 300 Kg.

There are two versions available:

- cotton contact surface (code 03.04.1230)
- nylon contact surface (code 03.04.1231)

| Materials | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| External Part | • Cotton (code 03.04.1230) • Nylon (code 03.04.1231) |
| Internal Part | Nylon Ultra Low Friction |
| Padding | Fiber |
| Maintenance and Cleaning | |
|  | Water Temperature not Above 40°C or 104°F |
|  | Do not Iron |
|  | Do not Tumble Dry |
|  | Drip Dry |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr.Items | |
| Box | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References | |
| Manufacturer | Demarta Virginio S.r.l. |
| Directive MDR 2017/745 | Class I |
| ISO Code | 12.31.03.009 - 12.31.03.012 |
| CND Code | Z1209080 |
| RDM Code | 2504986/R |