

Nome Prodotto

Sacchi di Trasferimento Turning Slide.





Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)
03.04.1470	190 x 90	300

**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

Il sacco di trasferimento TURNING SLIDE facilita le rotazioni su di un fianco e i riposizionamenti del paziente nel letto, sia in autonomia che con l'aiuto di uno o più operatori. Ad una estremità sono presenti delle cinghie con le quali è possibile fissare il sacco al letto del paziente, l'imbottitura interna lo rende confortevole ed adatto ad un utilizzo prolungato nel tempo.

Materiali	
Parte Esterna	Cotone
Parte Interna	Nylon Ultra Low Friction
Imbottitura	Fibra
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max. 40°C
	Non Stirare
	Non Asciugare a Tamburo
	Asciugare Appeso, no Spremitura e/o Centrifuga
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.31.03.009 - 12.31.03.012
Codice CND	Z1209080
Codice RDM	2505068/R

Product Name

Sliding Mats Turning Slide.



Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
03.04.1470	190 x 90	300





Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The TURNING SLIDE facilitates lateral transfers and repositioning of patients in bed, both independently or with the help of one or more operators.

At one end there are straps with which you can attach the turning slide to the patient's bed. The internal padding makes it comfortable and suitable for prolonged use over time.

Materials	
External Part	Cotton
Internal Part	Nylon Ultra Low Friction
Padding	Fiber
Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 40°C or 104°F
	Do not Iron
	Do not Tumble Dry
	Drip Dry
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DPCM 12.01.2017	12.31.03.009 - 12.31.03.012
CND Code	Z1209080
RDM Code	2505068/R