
	<p style="text-align: center;">SCHEMA TECNICA</p> <p style="text-align: center;">BOARD</p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE N° 2</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DATA 03/2024</p>
---	--	--

### Nome Prodotto

Assicelle di Scivolamento Board.

Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)	Peso (Kg)
03.04.5020	59 x 32	200	1.2
03.04.5050	76 x 32	200	1.6



### Destinazione d'uso



I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

### Descrizione

L'assicella di scivolamento BOARD è un valido ausilio nei trasferimenti di persone con forza e mobilità limitata. E' ideale in tutte quelle occasioni in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello o con dislivelli minimi.

Le maniglie alle estremità ne facilitano il trasporto, mentre le due fasce antiscivolo ne migliorano la stabilità.

Materiali	
Plancia	Polietilene • Fasce antiscivolo
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
Codice CND	V080504
Codice RDM	2530135/R

	<p>DATA SHEET</p> <p>BOARD</p>	<p>REVISION N° 2</p>  <p>DATE 03/2024</p>
---	--------------------------------	--

**Product Name**

Sliding Boards • Board.



Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)	Weight (Kg)
03.04.5020	59 x 32	200	1.2
03.04.5050	76 x 32	200	1.6

**Use**



The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

**Description**

The BOARD is a valuable aid for the transfer of people with limited mobility and strength. It is ideal in situations when the transfer takes place on the same level or with minimal level differences.

The handles at the ends facilitate the transport, while the two anti-slip bands improve stability.

<b>Materials</b>	
Board	Polyethylene • Anti-slip bands
<b>Maintenance and Cleaning</b>	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
<b>Storage and Disposal</b>	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
<b>Package and Nr.Items</b>	
Box	1 Piece
<b>Warranty</b>	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
<b>Product References</b>	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
CND Code	V080504
RDM Code	2530135/R

	<b>FICHE TECHNIQUE</b>  <b>BOARD</b>	<b>RÉVISION N° 1</b>  <b>DATA 01/2024</b>
---	--	--

### Nom du Produit

Planches de Transfert Board

Code	Taille (cm)	Capacité de poids (kg)	Poids (kg)
03.04.5020	59 x 32	200	1.2
03.04.5050	76 x 32	200	1.6



### Application



Les systèmes de transfert sont utilisés pour faciliter les opérations de transfert manuel des patients par des manœuvres de poussée, traction, glissement et coulissement. Ils ont été conçus pour l'emploi dans les hôpitaux, maisons de retraite, centres de soins/assistance et en cas de soins à domicile.

### Description

La planche de transfert BOARD est une aide excellente pour le transfert de patients faibles et à mobilité réduite. Elle est conçue pour toute occasion de transfert sur le même niveau ou avec de courts écarts.

Les poignées aux extrémités en facilitent le transport, et deux bandes antidérapantes en améliorent la stabilité

Matériau	
Planche	Polyéthylène - Bandes antidérapantes
Entretien et Nettoyage	
Désinfectable avec des désinfectants dilués à 5%, même à base d'alcool	
Stockage et Élimination	
L'usage pour un patient unique est recommandé	
Stocker à l'abri de la chaleur et des flammes	
Éliminer le dispositif dans le respect des lois en vigueur en matière de protection de l'environnement et de collecte sélective des déchets	
Emballage et N° de pièces	
Boîte	1 Pièce
Garantie	
Européenne	24 mois pour les défauts de fabrication, sauf pour les pièces consommables
Riferimenti del Prodotto	
Fabricant	Demarta Virginio S.r.l.
Classe du Dispositif MDR 2017/745	Classe I
Code ISO DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
Code CND	V080504
Code RDM	2530135/R

	TECHNISCHES DATENBLATT	REVISION N° 1
	BOARD	 DATUM 01/2024

**Produktname**  
Transferhilfe Board.



Code	Abmessungen (cm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
03.04.5020	59 x 32	200	1.2
03.04.5050	76 x 32	200	1.6

### Verwendungszweck

Transfersysteme sollen die manuelle Handhabung von Patienten durch Schieben, Ziehen, Schieben und Gleiten erleichtern. Sie sind für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gesundheits-/Hilfseinrichtungen sowie für die häusliche Pflege konzipiert.

### Beschreibung

Das BOARD ist eine wertvolle Transferhilfe für Menschen mit eingeschränkter Kraft und Mobilität. Es ist ideal für alle Gelegenheiten, bei denen der Transfer auf der gleichen Ebene oder mit minimalen Höhenunterschieden stattfindet.

Die Griffe an den Enden erleichtern das Tragen, während die beiden rutschfesten Gurte die Stabilität erhöhen.

Materialien	
Board	Polyethylen - Anti-Rutsch-Gurte
Wartung und Reinigung	
Desinfektion mit zu 5% verdünnten Desinfektionsmitteln möglich, auch auf Alkoholbasis	
Aufbewahrung und Entsorgung	
Einzelbenutzer empfohlen	
Von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten	
Entsorgen Sie das Gerät gemäß den geltenden Umweltschutz- und Abfalltrennungsvorschriften	
Verpackung und Anzahl Artikel	
Schachtel	1 Stück
Garantie	
Europäisch	24 Monate für Fabrikationsfehler mit Ausnahme von Verbrauchsteilen
Bezug des Produkts	
Hersteller	Demarta Virginio S.r.l.
Geräteklasse MDR 2017/745	Klasse I
ISO-Code DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
CND-Code	V080504
RDM-Code	2530135/R