


**Nome Prodotto**

Assi di Trasferimento Patient Slider.

Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)	Peso (Kg)
03.04.PSS	183 x 56 x 0.6	180	3.9
03.04.PSL	183 x 65 x 0.6	250	4
03.04.PSN	183 x 46 x 0.6	180	3.5



**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione


L'asse di trasferimento PATIENT SLIDER consente di trasferire da una superficie ad un'altra un paziente con mobilità ridotta o assente. Le maniglie su tutti i lati ne permettono l'utilizzo da più operatori ed è radiotrasparente.

Materiali	
Plancia	Polietilene
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
Codice CND	Y123003
Codice RDM	1389490/R

	<p style="text-align: center;">DATA SHEET</p> <p style="text-align: center;">PATIENT SLIDER</p>	<p style="text-align: center;">REVISION N° 1</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DATE 03/2024</p>
---	---	---

Product Name

Transfer Board Patient Slider.



Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)	Weight (Kg)
03.04.PSS	183 x 56 x 0.6	180	3.9
03.04.PSL	183 x 65 x 0.6	250	4
03.04.PSN	183 x 46 x 0.6	180	3.5

Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.


Description

The PATIENT SLIDER allows a patient with reduced or absent mobility to be transferred from one surface to another. The handles on all sides allow it to be used by several operators and it is radiolucent.

Materials	
Board	Polyethylene
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
CND Code	Y123003
RDM Code	1389490/R

**Nom du Produit**

Planches de Transfert Patient Slider



Code	Taille (cm)	Capacité de poids (kg)	Poids (kg)
03.04.PSS	183 x 56 x 0.6	180	3.9
03.04.PSL	183 x 65 x 0.6	250	4
03.04.PSN	183 x 46 x 0.6	180	3.5

Application

Les systèmes de transfert sont utilisés pour faciliter les opérations de transfert manuel des patients par des manœuvres de poussée, traction, glissement et coulissement. Ils ont été conçus pour l'emploi dans les hôpitaux, maisons de retraite, centres de soins/assistance et en cas de soins à domicile.

Description

La planche de transfert PATIENT SLIDER permet le transfert d'une surface à une autre d'un patient à mobilité réduite ou absente. Les poignées sur tous les côtés en permettent l'utilisation de la part de plusieurs opérateurs, et elle est radiotransparente.

Matériau

Planche

Polyéthylène

Entretien et Nettoyage

Désinfectable avec des désinfectants dilués à 5%, même à base d'alcool

Stockage et Élimination

L'usage pour un patient unique est recommandé

Stocker à l'abri de la chaleur et des flammes

Éliminer le dispositif dans le respect des lois en vigueur en matière de protection de l'environnement et de collecte sélective des déchets

Emballage et N° de pièces

Boîte

1 Pièce

Garantie

Européenne

24 mois pour les défauts de fabrication, sauf pour les pièces consommables

Riferimenti del Prodotto

Fabricant

Demarta Virginio S.a.S.

Classe du Dispositif 93/42

Classe I

Code ISO DPCM 12.01.2017



12.31.03.003

Code CND

Y123003


Code RDM

1389490/R

	TECHNISCHES DATENBLATT	REVISION N° 1
	PATIENT SLIDER	 DATUM 03/2024

Produktname

Transferachsen Patient Slider.



Code	Abmessungen (cm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
03.04.PSS	183 x 56 x 0.6	180	3.9
03.04.PSL	183 x 65 x 0.6	250	4
03.04.PSN	183 x 46 x 0.6	180	3.5

Verwendungszweck

Transfersysteme sollen die manuelle Handhabung von Patienten durch Schieben, Ziehen, Schieben und Gleiten erleichtern. Sie sind für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gesundheits-/Hilfseinrichtungen sowie für die häusliche Pflege konzipiert.

Beschreibung

Die Transferachse PATIENT SLIDER ermöglicht den Transfer eines Patienten mit eingeschränkter oder fehlender Mobilität von einer Fläche auf eine andere.

Durch Griffe an allen Seiten kann sie von mehreren Personen benutzt werden, und sie ist funkttransparent.

Materialien	
Board	Polyethylen
Wartung und Reinigung	
Desinfektion mit zu 5% verdünnten Desinfektionsmitteln möglich, auch auf Alkoholbasis	
Aufbewahrung und Entsorgung	
Einzelbenutzer empfohlen	
Von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten	
Entsorgen Sie das Gerät gemäß den geltenden Umweltschutz- und Abfalltrennungsvorschriften	
Verpackung und Anzahl Artikel	
Schachtel	1 Stück
Garantie	
Europäisch	24 Monate für Fabrikationsfehler mit Ausnahme von Verbrauchsteilen
Bezug des Produkts	
Hersteller	Demarta Virgino S.a.S.
Geräteklasse 93/42	Klasse I
ISO-Code DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
CND-Code	Y123003
RDM-Code	1389490/R