

Nome Prodotto

Posizionatore Antidecubito Protezione per Tallone con cuneo Polymoove.



Codice	Misure
03.05.POL93	33x8/4 cm

Destinazione d'uso

I Posizionatori Polymoove sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente.

Sono studiati per donare comfort, supporto, stabilità e protezione delle zone vulnerabili.

I posizionatori si adattano alla morfologia del corpo in modo eccellente grazie alla composizione in sfere di espanso granulato. Le svariate forme sono facilmente combinabili tra di loro e ideali per un'efficiente profilassi antidecubito.






Il posizionatore per tallone è utilizzato come supporto per polpaccio, caviglia, tallone e piede.

Descrizione

La PROTEZIONE PER TALLONE CON CUNEO POLYMOOVE è composta internamente da espanso granulato contenuto in un involucro protettivo in Obatex. Il materiale di riempimento Polymoove con la presenza del cuneo in spugna offre un ottimale sostegno della gamba aiutandone la distribuzione del peso corporeo. Inoltre, la forma anatomica del posizionatore evita la compressione del tallone.

La fodera in OBATEX ignifugo, traspirante, bielastico, impermeabile ed antibatterico è realizzata in poliuretano e poliestere, sterilizzabile in autoclave.

Il Polymoove non si deforma dopo essere stato lavato ed asciugato in lavatrice, i cuscini di posizionamento possono essere utilizzati per molti cicli senza che ne venga alterata la forma. Il loro basso tasso di assorbimento dell'umidità facilita la pulizia e la sostenibilità ambientale.

Materiali	
Imbottitura	Espanso Granulato
Involucro Protettivo	Cotone
Fodera Esterna	Obatex
Manutenzione e Pulizia Fodera Esterna	
	Lavabile in Lavatrice a Max 95°C
	Non Candeggiare
	Non Stirare
	Lavare a Secco con Tutti i Solventi
	Asciugatura a Tamburo con Temperatura Max 60°C
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.

Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Y060399
Codice RDM	225942/R

Product Name

Hell Protection Polymoove with wedge.



Code	Dimensions
03.05.POL93	33x8/4 cm

Use






Polymoove Positioners are a valid aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support, stability and protection of vulnerable areas. The positioners adapt to the morphology of the body excellently thanks to the composition of granulated foam spheres. The various shapes are easily combined with each other and ideal for an efficient anti-decubitus prophylaxis. The heel positioner is used as a calf, ankle, heel and foot support.

Description

The POLYMOOVE WEDGE HEEL PROTECTION is internally composed of granulated foam contained in a protective Obatex casing. The Polymoove filling material with the presence of the sponge wedge offers optimal support of the leg, helping to distribute body weight. Furthermore, the anatomical shape of the positioner avoids compression of the heel.

The fireproof, breathable, bi-elastic, waterproof and antibacterial OBATEX lining is made of polyurethane and polyester, sterilizable in an autoclave.

The Polymoove does not deform after being washed and dried in the washing machine, the positioning cushions can be used for many cycles without altering their shape. Their low moisture absorption rate facilitates cleaning and environmental sustainability.

Materials	
Padding	Granulated Foam
Protective Overwrap	Cotton
External Cover	Obatex
Exsternal Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95°C or 200°F
	Do not bleach
	Do not iron
	Dryclean with any solvent
	Tumble dry Max temperature 60°C or 140°F
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	225942/R

