



**Nome Prodotto**  
Supporto per Talloni.

| Codice        | Misure (cm)     | Modello    |
|---------------|-----------------|------------|
| 05.00.AP031   | 20 x 11 x 7     | Adulto     |
| 05.00.AP8125D | 9.7 x 5.3 x 3.5 | Pediatrico |
| 05.00.AP8125E | 7.8 x 4.3 x 2.8 | Neonatale  |

**Categoria**  
Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

**Descrizione**  
Il SUPPORTO PER TALLONI viene posizionato sotto all'articolazione della caviglia per evitare il contatto dei talloni al tavolo operatorio.

**Materiali**  
Il SUPPORTO PER TALLONI è realizzato in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm<sup>3</sup> rivestito da un film di poliuretano.

**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

**Conservazione e Smaltimento**

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione**  
1 Pezzo.

**Garanzia**  
24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

**Codice CND**  
Y033399

**Codice RDM**  
90736/R

**Classe Dispositivo Medico**  
I conforme alla Direttiva MDR 2017/745



Product Name  
Hell Support.



| Code          | Dimensions (cm) | Model     |
|---------------|-----------------|-----------|
| 05.00.AP031   | 20 x 11 x 7     | Adult     |
| 05.00.AP8125D | 9.7 x 5.3 x 3.5 | Pediatric |
| 05.00.AP8125E | 7.8 x 4.3 x 2.8 | Neonatal  |

Category  
Gel Positioner for Operating Table.

Description  
It should be used for any procedure that is lengthy and involves pressure on the patient's heel area.

Materials  
It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm<sup>3</sup>.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package  
1 Piece.

Warranty  
24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code  
Y033399

RDM Code  
90736/R

Medical Device Class  
I complies with Directive MDR 2017/745

