

**Nome Prodotto**

Cuscini per Polpaccio e Tallone.

Codice	Misure (cm)
05.00.AP901	23 x 28 x 1.3

**Categoria**

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

**Descrizione**

I CUSCINI PER POLPACCIO E TALLONE vengono utilizzati con lo stivaletto da trazione; permettono di diminuire la pressione nelle zone di contatto.

**Materiali**I CUSCINI PER POLPACCIO E TALLONE sono realizzati in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm<sup>3</sup> rivestito da un film di poliuretano.**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

**Conservazione e Smaltimento**

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione**

2 Pezzi.

**Garanzia**

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

**Codice CND**


Y033399

**Codice RDM**

90736/R

**Classe Dispositivo Medico**

I conforme alla Direttiva MDR 2017/745



Product Name  
Boot-Stirrup Pad.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP901	23 x 28 x 1.3

Category  
Gel Positioner for Operating Table.

### Description

It is designed to protect patient's lower leg and heel areas while in universal stirrups. These pads should be employed when patient is in lithotomy position for gynecological and urological procedures, as well as colon/rectal cases.

### Materials

It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm<sup>3</sup>.

### Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

### Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package  
2 Pieces.

Warranty  
24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code  
Y033399

RDM Code  
90736/R

Medical Device Class  
I complies with Directive MDR 2017/745

