

**Nome Prodotto**

Cinghie di Protezione per Caviglia.

Codice	Misure (cm)
05.00.AP904	31 x 4 x 1
05.00.AP905	44 x 4,5 x 1

Categoria

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

Descrizione

Le CINGHIE DI PROTEZIONE PER CAVIGLIA servono a posizionare, sorreggere e proteggere la caviglia del paziente durante la posizione litotomica.

MaterialiLe CINGHIE DI PROTEZIONE PER CAVIGLIA sono realizzate in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm³ rivestito da un film di poliuretano, con cinturini e ganci alle estremità.**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

Conservazione e Smaltimento

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 5° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

2 Pezzi.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

Codice CND

Y033399


Codice RDM

90736/R

Classe Dispositivo Medico

I conforme alla Direttiva MDR 2017/745



	<p style="text-align: center;">DATA SHEET</p> <p style="text-align: center;">ANKLE STRAP STIRRUP PAD 2 PCS SET</p>	<p style="text-align: center;">REVISION N° 1</p> <p style="text-align: center;">DATE 05/2024</p>
---	--	--

Product Name

Ankle Strap Stirrup Pad 2 Pcs Set.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP904	31 x 4 x 1
05.00.AP905	44 x 4,5 x 1

Category

Gel Positioner for Operating Table.

Description

Protects against nerve damage and shear. Provides protection while patients are in the lithotomy position. Adjustable to ensure proper fit.

The CANDY CANE STIRRUP PAD 2 PCS SET are a suggested complement to our Ankle Strap Stirrup Pads.

Materials

It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm³, includes straps and hooks.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package

2 Pieces.

Warranty

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code

Y033399

RDM Code

90736/R

Medical Device Class

I complies with Directive MDR 2017/745

