


**Nome Prodotto**

Materasso ad Acqua Devimed H2O.

Destinazione d'uso

Il materasso Devimed H2O sfrutta la tecnica della distribuzione del peso del corpo che viene sostenuto su tutta la superficie d'appoggio dall'acqua.

Vengono così abbassate le pressioni di ritorno, anche in corrispondenza dei punti più a rischio, evitando l'insorgenza di piaghe da decubito.

**Modelli**

Codice	05.02.H6800 • Modello Standard
Dimensione	190 x 85 x 12.5 cm
Codice	05.02.H6801 • Modello Pediatrico
Dimensione	63 x 35 x 8 cm

Caratteristiche

Materiale del materasso: PVC atossico
Struttura esterna perimetrale stabilizzatrice gonfiabile ad aria tramite pompa di gonfiaggio
Struttura interna divisa in 3 unità indipendenti con riempimento ad acqua (60 x 60 cm - 17 L)
Portata Terapeutica: 180 Kg
Bocchettone universale di riempimento munito di tappo
Dotato di pompa per il gonfiaggio e il riempimento
Dotato di kit di riparazione

Manutenzione e Pulizia

Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato
Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.015
Codice CND	V080702
Codice RDM	2506410/R

**Product Name**

Water Mattress Devimed H2O.

Use

The mattress Devimed H2O uses the technique of distributing the weight of the body which is supported on the entire surface thanks to the water which is placed inside.
The return pressure is lowered, even in the part of the body most at risk, avoiding the onset of pressure ulcers.

**Models**

Code	05.02.H6800 • Standard Model
Dimensions	190 x 85 x 12.5 cm
Code	05.02.H6801 • Pediatric Model
Dimensions	63 x 35 x 8 cm

Features

Mattress material: non-toxic PVC
Air inflatable stabilizer perimeter structure
Internal structure divided into 3 independent units, filled with water (60 x 60 cm-17 L)
Therapeutic Capacity: 180 Kg
Universal filling nozzle with stopper
Equipped with a filling and inflating pump
Equipped with a repair kit

Maintenance and Cleaning

Clean the mattress with a damp cloth and mild soap
The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight

Storage and Disposal

Single-user Product
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box	1 Piece
-----	---------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.015
CND Code	V080702
RDM code	2506410/R