

Nome Prodotto

Compressore Devicare R7.

Destinazione d'uso

La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.

**Caratteristiche**

Codice	05.03.R7
Materassi Abbinabili	05.03.TOP-I • 05.03.CARE-I • 05.03.PRO-I
Dimensioni	27 x 22 x 12 cm
Scocca	ABS Ignifugo
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Alternata (A-b-A-b)
Portata	10 LPM
Campo di Pressione	Da 30 a 150 mm Hg
Rumorosità	≤ 20 Dba
Minuti per Ciclo	10 min, 15 min, 20 min, 25 min
Alimentazione	220/240 V – 50 Hz
Consumo	25 Watt
Lunghezza Cavo Elettrico	4 m, Staccabile
Peso	2.8 Kg
Fusibile	1.5 A
Dotato di due ganci in acciaio per l'ancoraggio al letto e di filtro per l'aria	
Allarme visivo e sonoro per bassa pressione e mancanza di elettricità	
Avvertenze	
Il compressore può essere utilizzato solo con i materassi consigliati dal fabbricante	
Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e materasso	
Manutenzione e Pulizia	
Pulire il compressore con un panno umido e detergente neutro	
ATTENZIONE: non immergere mai il compressore in alcun tipo di liquido	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V080701
Codice RDM	2505368/R

Product Name

Devicare R7 Pump.

Use

The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Features	
Code	05.03.R7
Mattresses Pairing	05.03.TOP-I • 05.03.CARE-I • 05.03.PRO-I
Dimensions	27 x 22 x 12 cm
Case	Fire Retardant ABS
Air Mode	Static and Alternate (A-b-A-b)
Air Output	10 LPM
Pressure Range	30 to 150 mm Hg
Noise Level	≤20 Dba
Cycle Time	10 min, 15 min, 20 min, 25 min
Power	220/240 V-50 Hz
Power Consumption	25 Watt
Electric Cable Length	4 m, Detachable
Weight	2.8 Kg
Fuse	1.5 A
Two steel hooks for anchoring to the bed and air filter	
Visual and sound alarm for low pressure and blackout	
Warnings	
The pump can be used only with mattresses recommended by the manufacturer	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the mattress	
Maintenance and Cleaning	
Clean the pump with a damp cloth and neutral detergent	
WARNING: never immerse the compressor in any type of liquid	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virgino S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V080701
RDM code	2505368/R