


Nome Prodotto

Materasso Antidecubito Oba Medica TX.

Codice	Misure	Portata Min	Portata Max
05.05.OBAMTX	200x90x14 cm	50 Kg	140 Kg
05.05.OBAMTX120	200x120x14 cm	50 Kg	140 Kg



Destinazione d'uso

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.






Descrizione

Il materasso OBA MEDICA è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità elevata di 50 Kg/m³.

Il materasso assicura un piacevole confort e fornisce supporto ideale grazie alla schiuma che si adatta alla morfologia del corpo del paziente.

I bordi rinforzati garantiscono una buona stabilità riducendo i rischi di scivolamento, facilitano il sollevamento da parte della persona aiutandola nell'entrata e uscita dal letto e supportano ottimamente i trasferimenti laterali del paziente. Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi stessa lavorazione, che permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.

La fodera in OBATEX ignifugo, traspirante, impermeabile e antibatterico è realizzata in poliuretano e poliestere, sterilizzabile in autoclave con cerniera di chiusura su tre lati.


Materiali	
Materasso	Espanso di Schiuma EvoPore con Densità 50 Kg/m ³
Fodera	Obatex
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Max. 95°C
	Non Candeggiare
	Non Stirare
	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente
	Asciugatura a Tamburo Possibile a Bassa Temperatura
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Garanzia Oba	10 anni secondo quanto riportato nel manuale di utilizzo
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	OBA AG
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.006
Codice ISO DPCM 12.01.2017	04.33.06.006
Codice CND	V080702
Codice RDM	2561151/R

Product Name

Matress Oba Medica TX.

Code	Dimensions	Min Capacity	Max Capacity
05.05.OBAMTX	200x90x14 cm	50 Kg	140 Kg
05.05.OBAMTX120	200x120x14 cm	50 Kg	140 Kg



Use

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.






Description

The OBA MEDICA mattress is made of high quality EvoPore foam with a high density of 50 Kg/m³.

The mattress ensures pleasant comfort and provides ideal support thanks to the foam that adapts to the morphology of the patient's body.

I bordi rinforzati garantiscono una buona stabilità riducendo i rischi di scivolamento, facilitano il sollevamento da parte della persona aiutandola nell'entrata e uscita dal letto e supportano ottimamente i trasferimenti laterali del paziente. The mattress is equipped with two symmetrical surfaces with the same workmanship, which allow the mattress to be turned over cyclically, significantly extending its duration of use.

The fire retardant, breathable, waterproof and antibacterial OBATEX lining is made of polyurethane and polyester, sterilizable in an autoclave with a closing zip on three sides.

Materials	
Mattress	EvoPore Foam with a Density of 50 Kg/m ³
Cover	Obatex
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 95°C or 200°F
	Do not Bleach
	Do not Iron
	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Low Heat
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent	
Before use dry the mattress carefully without exposing it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	

Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Oba warranty	10 years as reported in the user manual
Product References	
Manufacturer	OBA AG
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.006
ISO Code DPCM 12.01.2017	04.33.06.006
CND Code	V080702
RDM Code	2561151/R