

Nome Prodotto

Comoda 4 in 1 Piuma.

Codice	Portata (Kg)
01.04.31	100

Destinazione d'uso







La comoda 4 in 1 risulta un utile ausilio per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani. Grazie alle svariate funzioni può essere utilizzata in strutture sanitarie e a domicilio.


Descrizione

 La **COMODA 4 IN 1 PIUMA** ha un telaio pieghevole in alluminio leggero regolabile in altezza.

Può essere usata come:

- rialzo wc,
- supporto wc,
- sedia comoda,
- sedile per doccia.

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza Seduta	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm						
01.04.31	45	55	40/55	100	3.8	56x18x67

Materiali	
Telaio	Alluminio
Seduta e Coperchio	PVC
Manutenzione e Pulizia	
Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua	
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili	
La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virgino S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO	DM332/99 09.12.24.003 - DPCM 12.01.2017 09.12.12.003
Codice CND	Y091203
Codice RDM	2490934/R

Product Name

4 in 1 Commode Chair Piuma.

Code	Capacity (Kg)
01.04.31	100

Use







The 4 in 1 commode chair is a useful aid for the performance of daily hygiene functions of the disabled and the elderly. Thanks to the various functions it can be used in health facilities and at home.


Description

The 4 IN 1 COMMODE CHAIR PIUMA has a lightweight aluminum frame. It is foldable and height adjustable.

It can be used as:

- toilet lift,
- toilet support,
- commode chair,
- shower seat.

Code	Length	Width	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm						
01.04.31	45	55	40/55	100	3.8	56x18x67

Materials	
Frame	Aluminum
Seat and Cover	PVC
Maintenance and Cleaning	
The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water	
Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used	
The bowl must be carefully cleaned after each use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code	DM332/99 09.12.24.003 - DPCM 12.01.2017 09.12.12.003
CND Code	Y091203
RDM Code	2490934/R