

Nome Prodotto

Deambulatore Fisso e/o Articolato.

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm						
01.06.100	46	52	76/93.5	120	2.2	55x27x80



Destinazione d'uso

I deambulatori sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

Quest'ausilio è concepito per l'uso di un solo utente, in ambienti interni o esterni in base al modello.

Descrizione

- Struttura in alluminio pieghevole e regolabile in altezza con barra stabilizzatrice orizzontale.
- Quattro punti di appoggio al terreno dotati di puntali antiscivolo.
- Apertura e chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono mediante la spina di bloccaggio centrale.
- Manopole ergonomiche ed imbottite.
- Due pinze di bloccaggio in dotazione per passare da telaio fisso a telaio articolato.



Materiali	
Telaio	Alluminio
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo
Manutenzione e Pulizia	
Usare un panno umido con del sapone neutro, la temperatura dell'acqua non deve superiore ai 30 °C	
Asciugare bene prima dell'utilizzo	
Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante	
Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore	
Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO	12.06.03.003 – Deambulatore Fisso
Codice ISO	12.06.03.006 – Deambulatore Articolato
Codice CND	Y120603
Codice RDM	2529391/R

Product Name

One Botton Folding Walker.

Code	Length	Width	Height	Weight Capacity	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm						
01.06.100	46	52	76/93.5	120	2.2	55x27x80



Use

The walkers and rollators are indicated in the walk rehabilitation for elderly or subjects with functional limitations of various kinds. They offer stability, ease of use and improve the sense of balance.

This aid is designed for a single user, in indoor or outdoor environments according on models.

Description

- Foldable and height-adjustable aluminum structure with horizontal stabilizer bar.
- Four points of support on the ground equipped with non-slip tips.
- Opening and closing of the two side sections of the frame are done by means of the central locking pin.
- Ergonomic and padded grips.
- Two locking pliers supplied to switch from fixed frame to articulated frame.



Materials	
Frame	Aluminum
Knobs	Polypropylene
Tips	Anti-slip Plastic
Maintenance and Cleaning	
Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C	
Dry well before use	
If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent	
Do not use water and / or steam jet washing machines	
Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
Codice ISO	12.06.03.003 - Fixed frame
Codice ISO	12.06.03.006 - Articulated frame
CND Code	Y120603
RDM Code	2529391/R