

Nome Prodotto

Posizionatore Antidecubito Talloniera Biportanza Anti Equina Mooba.





Codice	Misure (cm)
03.05.OBA12	46 x 23 x 20



Destinazione d'uso

I Posizionatori Mooba sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente. Sono studiati per donare comfort, supporto/stabilità e protezione delle zone vulnerabili. Grazie alle svariate forme sono versatili e facilmente combinabili tra di loro.

Descrizione

La TALLONIERA BIPORTANZA ANTI EQUINA MOOBA è composto da un espanso rivestito da un film di poliuretano impermeabile. Grazie alla sua forma è utilizzata come supporto per polpaccio, caviglia e piede.

Materiali	
Imbottitura	Espanso
Rivestimento	Poliuretano
Manutenzione e Pulizia	
	Non Lavare in Lavatrice
	Non Stirare
Lavabile con panno morbido umidificato con acqua (Max 60° C) e sapone neutro	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5%	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V080302
Codice RDM	2602892/R

	<p style="text-align: center;">DATA SHEET</p> <p style="text-align: center;">HELL SUPPORT MOOBA</p>	<p style="text-align: center;">REVISION N° 3</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DATE 06/2024</p>
---	---	---

Product Name

Positioner Mooba Hell Support.





Code	Dimensions (cm)
03.05.OBA12	46 x 23 x 20

Use

Positioners Mooba are a valuable aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support / stability and protection of vulnerable areas. Thanks to the various shapes are versatile and they can be easily combined together.

Description

The HEEL SUPPORT is made of foam painted with waterproof polyurethane. It is anatomically molded to accommodate 'Achille's tendon' and to fully relieve pressure from the heel. The heel support helps to prevent clubfoot and reduces contact pressure surrounding the limb and allowing for stable positioning in bed.

Materials	
Padding	Foam
External cover	Polyurethane
Maintenance and Cleaning	
	Do not use washing machine
	Do not iron
Washable with a soft cloth moistened with water (Max 60 ° C) and neutral soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V080302
RDM Code	2602892/R