

**Nome Prodotto**

Posizionatore Antidecubito Cilindrico Mooba.





| Codice     | Misure (cm) |
|------------|-------------|
| 03.05.OBA8 | 40 x 15     |
| 03.05.OBA9 | 60 x 15     |



**Destinazione d'uso**

I Posizionatori Mooba sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente. Sono studiati per donare comfort, supporto/stabilità e protezione delle zone vulnerabili. Grazie alle svariate forme sono versatili e facilmente combinabili tra di loro.

**Descrizione**

Il POSIZIONATORE CILINDRICO MOOBA è composto da un espanso rivestito da un film di poliuretano impermeabile. Grazie alla sua forma può essere utilizzato come supporto per gli arti inferiori.

| Materiali  |  |
|--|--|
| Imbottitura  | Espanso  |
| Rivestimento   | Poliuretano  |
| Manutenzione e Pulizia   |  |
|                                   | Non Lavare in Lavatrice  |
|                                   | Non Stirare  |
| Lavabile con panno morbido umidificato con acqua (Max 60° C) e sapone neutro   |  |
| Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5%   |  |
| Conservazione e Smaltimento  |  |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente   |  |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore  |  |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata |  |
| Confezione e Nr. Articoli  |  |
| Scatola  | 1 Pezzo  |
| Garanzia   |  |
| Europea  | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto   |  |
| Fabbricante  | Demarta Virginio S.r.l.  |
| Classe di Dispositivo MDR 2017/745   | Classe I   |
| Codice CND   | V080302  |
| Codice RDM   | 2602849/R  |

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
|  | DATA SHEET                      | REVISION N° 3   |
|   | CYLINDRICAL PROTECTION<br>MOOBA | <br>DATE 04/2024 |

### Product Name

Positioner Mooba Cylindrical Protection.





| Code       | Dimensions (cm) |
|------------|-----------------|
| 03.05.OBA8 | 40 x 15         |
| 03.05.OBA9 | 60 x 15         |

### Use

Positioners Mooba are a valuable aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support / stability and protection of vulnerable areas. Thanks to the various shapes are versatile and they can be easily combined together.

### Description

The CYLINDRICAL PROTECTION MOOBA is made of foam painted with waterproof polyurethane. Thanks to its shape, it can be used as a leg support.

| Materials  |  |
|--|--|
| Padding  | Foam   |
| External cover   | Polyurethane   |
| Maintenance and Cleaning   |  |
|                                     | Do not use washing machine   |
|                                     | Do not iron  |
| Washable with a soft cloth moistened with water (Max 60 ° C) and neutral soap  |  |
| Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants   |  |
| Storage and Disposal   |  |
| Single-user Product  |  |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition   |  |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection |  |
| Package and Nr.Items   |  |
| Box  | 1 Piece  |
| Warranty   |  |
| European   | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References   |  |
| Manufacturer   | Demarta Virginio S.r.l.  |
| Directive MDR 2017/745   | Class I  |
| CND Code   | V080302  |
| RDM Code   | 2602849/R  |