

**Nome Prodotto**

Materasso Ibrido Sadevo Intensive C.F.A.

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.

**Caratteristiche**

Codice	05.04.H1001CFA
Numero Celle	7
Caratteristiche delle Celle	Celle ad aria auto-espansibili SADCEL, si adeguano automaticamente alla conformazione del paziente in base al peso e al movimento corporeo di quest'ultimo
Dimensione Materasso	195 x 85 x 16 cm, sono disponibili altre misure su richiesta
Portata Terapeutica	160 Kg
Il materasso è completamente Ignifugo, classe 1IM	
Sistema a riduzione pressoria continua senza compressore	
Il flusso OUT-PUT ed IN-PUT dell'aria, viene regolato da valvole ad aria autoregolanti poste all'interno del sistema	
Superficie d'appoggio realizzata in materiale viscoelastico AMF (Alta Memoria di Forma)	
La fodera esterna è in 100% tessuto Igny Dahlia (tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) con cerniera su 3 lati	
Zona talloniera C.F.A. (Critical Foot Area): questo sistema permette ai talloni di affondare, azzerando le pressioni e le frizioni da taglio. Questa parte del materasso è costituita da cilindri indipendenti in espanso ultrasoft, con superficie in espanso viscoelastico. In questo modo il rischio di creare una lesione da decubito si azzerava.	

Manutenzione e Pulizia Fodera

Lavaggio Max 95° C

Non Stirare

Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma

Manutenzione e Pulizia Materasso

Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato

Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola 1 Pezzo

Garanzia

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.018
Codice ISO DPCM 12.01.2017	04.33.06.018
Codice CND	V080702
Codice RDM	2599836/R



Product Name

Hybrid Mattress Sadevo Intensive C.F.A.

Use

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.



Features	
Code	05.04.H1001CFA
Number of Cells	7
Cell Features	Expandable air cells SADCEL adapt automatically to the shape of the patient according to the weight and the body movement of the latter
Dimensions	195 x 85 x 16 cm, available in different sizes on request
Therapeutic Capacity	160 Kg
Totally fireproof, class 1IM	
Pressure reduction antidecubitus system with no pump	
The OUT-PUT and IN-PUT air flow are regulated by self-adjusting valves placed inside the system	
AMF viscoelastic foam contact surface (High Density Memory Foam)	
The external cover in 100% Igny Dahlia (breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric) with zip on three sides	
Ventilated Critical Foot Area (C.F.A.): system allows the heels to sink, reducing the pressure and the friction. This part of the mattress consists of expanding independent cylinders with ultra soft viscoelastic foam. In this way, the risk of creating a decubitus lesion is cleared.	
Cover Maintenance and Cleaning	
 Water temperature not above 95° C	 Do not iron
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.018
ISO Code DPCM 12.01.2017	04.33.06.018
CND Code	V08072
RDM code	2599836/R