

Nome Prodotto

Materasso ad Aria Level Care Intensive.

Destinazione d'uso

Il materasso ad elementi intercambiabili Level Care Intensive viene abbinato al compressore Devicare R7 (cod. 05.03.R7). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.



Caratteristiche

Codice	05.03.CARE-I
Materiale Elementi Intercambiabili	TPU
Numero Elementi	20
Altezza Elementi	16 cm
Base	Espanso Ignifugo Spesso 5 cm (classe 1IM)
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 80 x 21 cm
Portata Terapeutica	250 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)

Connettore TRANSPORT, permette di mantenere il materasso gonfio per 12 h senza l'uso del compressore

Raccordi a sgancio rapido CPC One Way, consentono di sostituire un elemento senza dover sgonfiare l'intero materasso

Cinghie alle estremità per il fissaggio al letto

Fodera in poliuretano ignifugo con cerniera a 360° su 4 lati

Valvola CPR di sgonfiaggio rapido

Tre elementi a livello del capo statici

Optional: larghezza 90 cm

Manutenzione e Pulizia Fodera

 Lavaggio Max 95° C

 Non Stirare

Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma

Manutenzione e Pulizia Materasso

Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato

Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola 1 Pezzo

Garanzia

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virgino S.a.S.
Classe di Dispositivo UE 2017/745	Classe I
Codice ISO	04.33.06.018
Codice CND	Y033306
Codice RDM	114719/R



Product Name

Air Mattress Level Care Intensive.



Use

The mattress Level Care Intensive has to be combined with Devicare R7 pump (code 05.03.R7). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.

Features	
Code	05.03.CARE-I
Interchangeable Elements Material	TPU
Number of Elements	20
Cells Height	16 cm
Base	Fireproof Foam Base 5 cm Thick (class 11M)
Dimensions Inflated	200 x 80 x 21 cm
Therapeutic Capacity	250 Kg
Air Mode	Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b)
TRANSPORT connector: allows to keep the air in the mattress for 12 hours without the pump working	
Quick release connectors CPC ONE WAY which allows to change a cell without deflating the mattress	
Straps at the ends for attachment to the bed	
External cover in fireproof Polyurethane with 360° zip on 4 sides	
CPR valve for quick deflation	
First three elements always inflated	
Optional: width 90 cm	
Cover Maintenance and Cleaning	
 Water temperature not above 95° C	 Do not iron
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive UE 2017/745	Class I
ISO Code	04.33.06.018
CND Code	Y033306
RDM code	114719/R

