



Nome Prodotto

Materasso a Cessione d'Aria Medica 3.

Destinazione d'uso

Il materasso Medica 3 viene abbinato al compressore Viking 609 (codice 05.03.HF609). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico atto a garantire una bassa pressione di contatto continua su tutto il corpo del paziente. Grazie alla struttura degli elementi a livello sacrale, si va a creare in maniera attiva un microcircolo dell'aria diretto verso il corpo dell'assistito.

**Caratteristiche**

| | |
|--|---|
| Codice | 05.03.HF6006 |
| Materiale Elementi Intercambiabili | Nylon / PU |
| Numero Elementi | 18 |
| Altezza Elementi | 12 cm |
| Base | Espanso Ignifugo Spesso 5 cm (classe 1IM) |
| Dimensione Materasso Gonfio | 200 x 80 x 17 cm |
| Portata Terapeutica | 200 Kg |
| Modalità di Erogazione dell'Aria | Statica e Dinamica a Due Vie (A-b-A-b) |
| Connettore TRANSPORT, permette di mantenere il materasso gonfio per 12 h senza l'uso del compressore | |
| Cinghie alle estremità per il fissaggio al letto | |
| Fodera in poliuretano ignifugo con cerniera a 360° su 4 lati | |
| Valvola CPR di sgonfiaggio rapido | |
| Tre elementi a livello del capo statici | |
| Optional: larghezza 90 cm | |
| Manutenzione e Pulizia Fodera | |
|  Lavaggio Max 95° C |  Non Stirare |
| Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma | |
| Manutenzione e Pulizia Materasso | |
| Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato | |
| Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica | |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Scatola | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |
| Fabbricante | Demarta Virginio S.r.l. |
| Classe di Dispositivo MDR 2017/745 | Classe I |
| Codice ISO DM 332/99 | 03.33.06.021 |
| Codice ISO DPCM 12.01.2017 | 04.33.06.018 |
| Codice CND | V080701 |
| Codice RDM | 2477407/R |



Product Name

Air Mattress Medica 3.

Use

The mattress Medica 3 is combined with the Viking 609 pump (code 05.03.HF609). The combination of mattress and pump creates a medical device able to guarantee a low contact pressure on the whole body of the patient. A microcirculation of the air directed towards the body of the patient is actively create, thanks to the structure of the elements in the sacral area.



| Features | |
|--|---|
| Code | 05.03.HF6006 |
| Interchangeable Elements Material | Nylon / PU |
| Number of Cells | 18 |
| Cells Height | 12 cm |
| Base | Fireproof foam base 5 cm thick (class 1IM) |
| Dimensions Inflated | 200 x 80 x 17 cm |
| Therapeutic Capacity | 200 Kg |
| Air Mode | Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b) |
| TRANSPORT connector: allows to keep the air in the mattress for 12 hours without the pump working | |
| Straps at the ends for attachment to the bed | |
| External cover in fireproof Polyurethane with 360° zip on 4 sides | |
| CPR valve for quick deflation | |
| First three elements always inflated | |
| Optional: width 90 cm | |
| Cover Maintenance and Cleaning | |
|  Water temperature not above 95° C |  Do not iron |
| Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle | |
| Mattress Maintenance and Cleaning | |
| Clean the mattress with a damp cloth and mild soap | |
| Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base | |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr. Items | |
| Box | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References | |
| Manufacturer | Demarta Virginio S.r.l. |
| Directive MDR 2017/745 | Class I |
| ISO Code DM 332/99 | 03.33.06.021 |
| ISO Code DPCM 12.01.2017 | 04.33.06.018 |
| CND Code | V080701 |
| RDM code | 2477407/R |