

Nome Prodotto

Materasso a Bolle d'Aria BP2 con compressore Prestige.

Destinazione d'uso

Il materasso a bolle d'aria BP2 viene abbinato al compressore Prestige (cod. 05.03.6600A4). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.



Kit antidecubito	
Codice	05.03.6600A4+BP2
Caratteristiche Materasso	
Materiale Bolle	PVC Atossico
Numero Bolle	130
Spessore PVC	300 Micron
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 85 x 8 cm
Dimensione Materasso Sgonfio	320 x 90 x 1 cm
Portata Terapeutica	120 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)
Lembi di 40 cm alle estremità per il fissaggio al letto	
Avvertenze	
Il materasso può essere utilizzato solo con i compressori consigliati dal fabbricante	
Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e materasso	
Manutenzione e Pulizia	
Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato	
Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	

Caratteristiche Compressore	
Dimensioni	24 x 11.5 x 9 cm
Scocca	ABS Ignifugo
Modalità di Erogazione dell'Aria	Alternata (A-b-A-b)
Portata	7 LPM
Campo di Pressione	Da 50 a 120 mm Hg
Rumorosità	≤ 20 Dba
Minuti per Ciclo	12 min
Alimentazione	220/240 V – 50 Hz
Consumo	7 Watt
Lunghezza Cavo Elettrico	1.7 m
Peso	0.8 Kg
Fusibile	1.5 A
Altro	Due Ganci in Acciaio per l'Ancoraggio al Letto

Avvertenze	
Il compressore può essere utilizzato solo con i materassi consigliati dal fabbricante	
Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e materasso	
Manutenzione e Pulizia	
Pulire il compressore con un panno umido e detergente neutro	
ATTENZIONE: non immergere mai il compressore in alcun tipo di liquido	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	

Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.018
Codice CND	V080701
Codice RDM	2466404/R

Product Name

Bubble Air Mattress BP2 with Prestige Pump.

Use

The mattress BP2 has to be combined with Prestige pump (code 05.03.6600A4). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Anti-bedsore Kit	
Code	05.03.6600A4+BP2
Features	
Bubbles Material	Non-Toxic PVC
Number of Bubbles	130
PVC Thickness	300 Microns
Dimensions Inflated	200 x 85 x 8 cm
Dimensions Deflated	320 x 90 x 1 cm
Therapeutic Capacity	120 Kg
Air Mode	Two Ways Dynamic (A-b-A-b)
Flaps 40 cm long at the ends for attachment to the bed	
Warnings	
The mattresses can be used only with pumps recommended by the manufacturer	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the mattress	
Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	

Features Pump	
Dimensions	24 x 11.5 x 9 cm
Case	Fire Retardant ABS
Air Mode	Alternate (A-b-A-b)
Air Output	7 LPM
Pressure Range	50 to 120 mm Hg
Noise Level	≤20 Dba
Cycle Time	12 min
Power	220/240 V-50 Hz
Power Consumption	7 Watt
Electric Cable Length	1.7 m
Weight	0.8 Kg
Fuse	1.5 A
Other Features	Two steel hooks for anchoring to the bed

Warnings

The pump can be used only with mattresses recommended by the manufacturer

Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the mattress

Maintenance and Cleaning

Clean the pump with a damp cloth and neutral detergent

WARNING: never immerse the compressor in any type of liquid

Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box

1 Piece

Warranty

European

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts

Product References

Manufacturer

Demarta Virginio S.r.l.

Directive MDR 2017/745

Class I

ISO Code DM 332/99

03.33.06.018

CND Code

V080701

RDM code

2466404/R