

Nome Prodotto

Materasso ad Aria Level Top Intensive.



Destinazione d'uso

Il materasso ad elementi intercambiabili Level Top Intensive viene abbinato ai compressori: Devicare B7 (cod. 05.03.B7) e Devicare R7 (cod. 05.03.R7). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.



Optional:

- AUTODETECT SYSTEM (05.03.TOP-IA): Sistema digitale di rilevazione automatica della posizione con compressore Devicare R7E.

Caratteristiche	
Codice	05.03.TOP-I
Materiale Elementi Intercambiabili	TPU
Numero Elementi	18
Altezza Elementi	12 cm
Base	Espanso Ignifugo Spesso 5 cm (classe 1IM)
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 80 x 17 cm
Portata Terapeutica	250 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)
Connettore TRANSPORT, permette di mantenere il materasso gonfio per 12 h senza l'uso del compressore	
Raccordi a sgancio rapido CPC One Way, consentono di sostituire un elemento senza dover sgonfiare l'intero materasso	
Cinghie alle estremità per il fissaggio al letto	
Fodera in poliuretano ignifugo con cerniera a 360° su 4 lati	
Valvola CPR di sgonfiaggio rapido	
Tre elementi a livello del capo statici	
Manutenzione e Pulizia Fodera	
 Lavaggio Max 95° C	 Non Stirare
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virgino S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.021
Codice ISO DPCM 12.01.2017	04.33.06.018
Codice CND	V080701
Codice RDM	2484258 /R

Product Name

Air Mattress Level Top Intensive.



Use

The mattress Level Top Intensive has to be combined with Devicare B7 pump (code 05.03.B7) or Devicare R7 (code 05.03.R7). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Optional:

- AUTODETECT SYSTEM (05.03.TOP-IA): Digital automatic position detection system with Devicare R7E compressor.

Features	
Code	05.03.TOP-I
Interchangeable Elements Material	TPU
Number of Elements	18
Cells Height	12 cm
Base	Fireproof Foam Base 5 cm Thick (class 1IM)
Dimensions Inflated	200 x 80 x 17 cm
Therapeutic Capacity	250 Kg
Air Mode	Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b)
TRANSPORT connector: allows to keep the air in the mattress for 12 hours without the pump working	
Quick release connectors CPC ONE WAY which allows to change a cell without deflating the mattress	
Straps at the ends for attachment to the bed	
External cover in fireproof Polyurethane with 360° zip on 4 sides	
CPR valve for quick deflation	
First three elements always inflated	
Cover Maintenance and Cleaning	
 Water temperature not above 95° C	 Do not iron
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virgino S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.021
ISO Code DPCM 12.01.2017	04.33.06.018
CND Code	V080701
RDM code	2484258 /R