

Nome Prodotto

Sedia Doccia 4 x 100.

Destinazione d'uso

Rispetto ad una tradizionale carrozzina ad autospinta la sedia doccia risulta utile per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani. Grazie alle 4 ruote può essere spostata con facilità dal personale sanitario o dal caregiver in ambiente domestico.



Codice	Taglia	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Larghezza Piegata	Larghezza Seduta	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima (Kg)	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto con Poggiatesta	Dimensioni Scatola
01.04.102-4X100	46	60	55	99	/	46	42	48	50	120	12.5 (5")	12.5 (5")	17.3	60x64x46

Caratteristiche	
Telaio	Rigido in Alluminio Verniciato a Polvere
Tappo di Chiusura del Sedile Wc	Prolungato fino alla Parte Anteriore con Maniglia per la Rimozione
Vaschetta Wc	PVC
Schienale e Seduta	Imbottiti
Braccioli	Ribaltabili
Pedane	Estraibili con Supporto per Gambe
Poggiatesta	PVC Nero
Materiale Rivestimento	Lavabile ed Ignifugo
Manutenzione e Pulizia	
Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua	
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili	
La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM332/99	09.12.03.003
Codice ISO DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Codice CND	Y091203
Codice RDM	1691318/R

Product Name

Shower Wheelchair 4 x 100.

Use

Compared to a traditional manual wheelchair the shower wheelchair is useful during daily hygiene functions of disabled people or elderly. Thanks to the four small wheels it can be easily moved by the healthcare staff or the caregiver at home.



Code	Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
01.04.102-4X100	46	60	55	99	/	46	42	48	50	120	12.5 (5")	12.5 (5")	17.3	60x64x46

Features	
Frame	Powder Coating Aluminium Frame
Closing Seat	Extended to the Side Front with Handle for Removal
Wc Bowl	PVC
Backrest abd Seat	Padded
Armrest	Flip Back
Footrest	Swing Away and Length Adjustable with Leg Support
Footplate	Plastic Black
Coating	Washable and fireproof
Maintenance and Cleaning	
The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water	
Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used	
The bowl must be carefully cleaned after each use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I

ISO Code DM332/99	09.12.03.003
ISO Code DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
CND Code	Y091203
RDM Code	1691318/R