

Nome Prodotto

Comoda 4 x 100.

Destinazione d'uso

Rispetto ad una tradizionale carrozzina ad autospinta la comoda funge anche da sedia wc. Risulta quindi utile per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani. Grazie alle 4 ruote da 100 mm la carrozzina comoda può essere spostata con facilità dal personale sanitario o dal caregiver in ambiente domestico.



| Codice | Taglia | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Larghezza Piegata | Larghezza Seduta | Profondità Seduta | Altezza Schienale | Altezza Seduta da Terra | Portata Massima (Kg) | Dimensioni Ruote Anteriori | Dimensioni Ruote Posteriori | Peso Netto con Poggiapiedi | Dimensioni Scatola |
|-----------------|--------|-----------|-----------|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 01.04.103-4X100 | 43 | 84 | 56 | 107 | / | 43 | 45 | 58 | 50 | 120 | 10 (4") | 10 (4") | 23.5 | 62x72x58 |

Carrozzina da spinta con telaio rigido da comodo in acciaio verniciato resistente all'acqua, schienale e seduta foderati in similpelle blu, imbottiti ignifughi secondo le normative in vigore. Schienale reclinabile, estraibile, inclinabile da 0 a 90°. Pedane Elevabili, 4 Ruote da 10 cm di cui 2 con freno.

| Caratteristiche | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Telaio | Rigido in Acciaio |
| Seduta | Anatomica |
| Tappo di Chiusura del Sedile Wc | Prolungato fino alla Parte Anteriore con Maniglia per la Rimozione |
| Vaschetta Wc | PVC |
| Schienale | Reclinabile ed Imbottito |
| Ruote Anteriori | 10 cm (4") |
| Ruote Posteriori | 10 cm (4") |
| Braccioli | Ribaltabili, Modello a Scrivania con Poggiabracchio in PVC |
| Pedane | Estraibili con Supporto per Gambe |
| Poggiapiedi | PVC Nero |
| Materiale Rivestimento | Lavabile ed Ignifugo |
| Manutenzione e Pulizia | |
| Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua | |
| Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili | |
| La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo | |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Scatola | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |
| Fabbricante | Demarta Virginio S.r.l. |
| Classe di Dispositivo MDR 2017/745 | Classe I |
| Codice ISO DM332/99 | 12.21.03.006 |
| Codice ISO DPCM 12.01.2017 | 09.12.03.006 / 09.12.91.003 / 09.12.91.006 / 12.22.18.006 |
| Codice CND | Y122103 |

Codice RDM

1690042/R

Product Name















Commode Wheelchair 4 x 100.

Use

Compared to a traditional manual wheelchair, the commode also acts as a toilet seat. It is therefore useful during daily hygiene functions of disabled people or elderly.

The commode wheelchair, thanks to the four 100 mm wheels, can be easily moved by the healthcare staff or the caregiver at home.



| Code | Size | Length | Width | Height | Width Folded | Seat Width | Seat Depth | Back Height | Floor to Seat Height | Weight Capacity | Front Wheel | Rear Wheel | Weight with Footrest | Carton Size |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Measures in Cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.103-4X100 | 43 | 84 | 56 | 107 | / | 43 | 45 | 58 | 50 | 120 | 10 (4") | 10 (4") | 23.5 | 62x72x58 |

Frame wheelchair with rigid comfortable frame in water-resistant painted steel, back and seat lined in blue imitation leather, fireproof padding according to current legislation. Reclining, removable, tilttable backrest from 0 to 90°. Elevating Platforms, 4 20 cm Wheels, 2 of which with brake.

| Features | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Frame | Steel Frame |
| Seat | Anatomical |
| Closing Seat | Extended to the Side Front with Handle for Removal |
| Wc Bowl | PVC |
| Backrest | Adjustable and Padded Reclining |
| Front Wheels | 10 cm (4") |
| Rear Wheels | 10 cm (4") |
| Armrest | Flip Back Desk Model Armrest with PVC Armpad |
| Footrest | Swing Away and Length Adjustable with Leg Support |
| Footplate | Plastic Black |
| Coating | Washable and fireproof |
| Maintenance and Cleaning | |
| The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water | |
| Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used | |
| The bowl must be carefully cleaned after each use | |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr. Items | |
| Box | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References | |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Manufacturer | Demarta Virginio S.r.l. |
| Directive MDR 2017/745 | Class I |
| ISO Code DM332/99 | 12.21.03.006 |
| ISO Code DPCM 12.01.2017 | 09.12.03.006 / 09.12.91.003 / 09.12.91.006 / 12.22.18.006 |
| CND Code | Y122103 |
| RDM Code | 1690042/R |