

**Nome Prodotto**

Alzawater Hermes con braccioli.



Codice	Altezza (cm)	Portata (Kg)
02.02.T1045	10	130

Destinazione d'uso

Sono ausili da bagno sono tutti quei dispositivi / attrezzature che possono essere utilizzati da una persona disabile o anziana per prevenire, compensare o eliminare la difficoltà a compiere le funzioni all'interno dell'ambiente bagno.

Descrizione

L' alzawater HERMES con braccioli è costituito da una seduta ergonomica in PVC lavabile. E' dotato di una apertura frontale per facilitare l'accessibilità per l'igiene personale. I braccioli laterali aiutano il paziente sia a sedersi che a raggiungere la posizione eretta. Il sistema bloccaggio anteriore è semplice e sicuro.

Materiali	
Alzawater	PVC
Manutenzione e Pulizia	
Il lavaggio può avvenire con acqua tiepida e sapone neutro	
La disinfezione può avvenire con prodotti semplici di normale uso domestico	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	09.12.15.003
Codice CND	Y091215
Codice RDM	1733217/R

Product Name

Bath Safety Hermes with armrests.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
02.02.T1045	10	130

**Use**

Bath safety are all those devices that can be used by a disabled or elderly person to prevent, compensate or eliminate the difficulty in performing all the functions in the bathroom.

Description

The raised toilet seat HERMES with armrests consists of an ergonomic washable PVC seat. It is equipped with a front opening to facilitate accessibility for personal hygiene. The side armrests help the patients both to sit and to reach the upright position. The fixing system to the toilet is made of a front holder.

Materials	
Raised Toilet Seat	PVC
Maintenance and Cleaning	
Washing can be done with warm water and neutral soap	
Disinfection can take place with simple disinfectants of a domestic use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	09.12.15.003
CND Code	Y091215
RDM Code	1733217/R