

**Nome Prodotto**

Posizionatore Antidecubito Cuscino per Abduzione Mooba.



Codice	Misure (cm)
05.11.H6050G	47 x 20/42 x 14
05.11.H6050P	25 x 18/20 x 13

Destinazione d'uso

I Posizionatori Mooba sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente. Sono studiati per donare comfort, supporto/stabilità e protezione delle zone vulnerabili. Grazie alle svariate forme sono versatili e facilmente combinabili tra di loro.

Descrizione

Il CUSCINO PER ABDUZIONE MOOBA è composto da un espanso rivestito da una fodera in Igni Dahlia (tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) e cerniera su due lati.

Grazie alla sua forma è utilizzato per mantenere gli arti inferiori separati in una posizione di abduzione.

Materiali	
Imbottitura	Espanso
Fodera	Igni Dahlia
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Max 95° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y060399
Codice RDM	225942/R

Product Name

Cushion for Abduction Mooba.







Code	Dimensions (cm)
05.11.H6050G	47 x 20/42 x 14
05.11.H6050P	25 x 18/20 x13

Use

Positioners Mooba are a valuable aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support / stability and protection of vulnerable areas. Thanks to the various shapes are versatile and they can be easily combined together.

Description

The CUSHION FOR ABDUCTION MOOBA is made of foam. It is provided with an external and removable Igni Dahlia cover with a zip on the side (breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric) and zip on 2 sides. Thanks to its shape it is used to keep the lower limbs separated in a position of abduction.

Materials	
Padding	Foam
External cover	Igni Dahlia
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95° C or 203° F
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	225942/R