
	<p style="text-align: center;">SCHEMA TECNICA</p> <p style="text-align: center;">ORIGINAL BANANA BOARD</p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE N° 3</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DATA 06/2024</p>
---	--	--

Nome Prodotto

Assicelle di Scivolamento Original Banana Board.

Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)	Peso (Kg)
03.04.5015Y	62 x 26 x 1	200	1.5



Destinazione d'uso



I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

L'assicella di scivolamento ORIGINAL BANANA BOARD è un valido ausilio nei trasferimenti di persone con forza e mobilità limitata. E' ideale per superare dislivelli minimi; viene utilizzata per i trasferimenti da/per l'auto, letto, carrozzina, toilette...

La maniglia centrale ne facilita il trasporto, nella parte inferiore sono presenti due lastre antiscivolo per garantire la massima sicurezza nel trasferimento. Riduzione di spessore sui lati corti dell'ausilio per facilitare i movimenti di trasferimento.

Materiali	
Plancia	Polietilene
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	GBUK
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
Codice CND	V080504
Codice RDM	2616161/R

	<p style="text-align: center;">DATA SHEET</p> <p style="text-align: center;">BANANA BOARD</p>	<p style="text-align: center;">REVISION N° 3</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DATE 06/2024</p>
---	---	---

Product Name

Sliding Boards • Original Banana Board.



Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)	Weight (Kg)
03.04.5015Y	62 x 26 x 1	200	1.5

Use



The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The ORIGINAL BANANA BOARD is a valid help in the transfer of people with limited strength and mobility. It is ideal for overcoming minimum level differences; it is used for transfers to / from car, bed, wheelchair, toilette ...

The central handle facilitates transport, in the lower part there are two anti-slip plates to ensure maximum safety in the transfer. Reduction in thickness on the short sides of the aid to facilitate transfer movements.

Materials	
Board	Polyethylene
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	GBUK
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
CND Code	V080504
RDM Code	2616161/R

	<p style="text-align: center;">FICHE TECHNIQUE</p> <p style="text-align: center;">ORIGINAL BANANA BOARD</p>	<p style="text-align: center;">RÉVISION N° 3</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DATE 05/2023</p>
---	---	---

Nom du Produit

Planches de Transfert Original Banana Board

Code	Taille (cm)	Capacité de poids (kg)	Poids (kg)
03.04.5015Y	62 x 26 x 1	200	1.5



Application



Les systèmes de transfert sont utilisés pour faciliter les opérations de transfert manuel des patients par des manœuvres de poussée, traction, glissement et coulissement. Ils ont été conçus pour l'emploi dans les hôpitaux, maisons de retraite, centres de soins/assistance et en cas de soins à domicile.

Description

La planche de transfert BANANA BOARD est une aide excellente pour le transfert de patients faibles et à mobilité réduite. Elle est destinée à combler de courts écarts, tels que les transferts dans et hors la voiture et entre le lit, le fauteuil roulant, les toilettes...

La poignée centrale en facilite le transport, et deux plaques antidérapantes sur la face inférieure garantissent la plus grande sécurité de transfert.

Matériau	
Planche	Polyéthylène
Entretien et Nettoyage	
Désinfectable avec des désinfectants dilués à 5%, même à base d'alcool	
Stockage et Élimination	
L'usage pour un patient unique est recommandé	
Stocker à l'abri de la chaleur et des flammes	
Éliminer le dispositif dans le respect des lois en vigueur en matière de protection de l'environnement et de collecte sélective des déchets	
Emballage et N° de pièces	
Boîte	1 Pièce
Garantie	
Européenne	24 mois pour les défauts de fabrication, sauf pour les pièces consommables
Riferimenti del Prodotto	
Fabricant	GBUK
Distributeur agréé	Demarta Virginio S.r.l.
Classe du Dispositif MDR 2017/745	Classe I
Code ISO	12.31.03.003
Code CND	V080504
Code RDM	2616161/R

	<p>TECHNISCHES DATENBLATT</p> <p>ORIGINAL BANANA BOARD</p>	<p>REVISION N° 3</p>  <p>DATUM 05/2023</p>
---	--	---

Produktname

Transferhilfe Original Banana Board.

Code	Abmessungen (cm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
03.04.5015Y	62 x 26 x 1	200	1.5



Verwendungszweck

Transfersysteme sollen die manuelle Handhabung von Patienten durch Schieben, Ziehen, Schieben und Gleiten erleichtern. Sie sind für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gesundheits-/Hilfseinrichtungen sowie für die häusliche Pflege konzipiert.

Beschreibung

Das BANANA BOARD ist eine wertvolle Transferhilfe für Menschen mit eingeschränkter Kraft und Mobilität. Es ist ideal für die Überwindung minimaler Höhenunterschiede; es wird für Transfers in/aus dem Auto, Bett, Rollstuhl, Toilette... verwendet.

Der zentrale Griff erleichtert das Tragen, und zwei rutschfeste Platten an der Unterseite sorgen für maximale Sicherheit beim Transfer.

Materialien	
Board	Polyethylen
Wartung und Reinigung	
Desinfektion mit zu 5% verdünnten Desinfektionsmitteln möglich, auch auf Alkoholbasis	
Aufbewahrung und Entsorgung	
Einzelbenutzer empfohlen	
Von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten	
Entsorgen Sie das Gerät gemäß den geltenden Umweltschutz- und Abfalltrennungsvorschriften	
Verpackung und Anzahl Artikel	
Schachtel	1 Stück
Garantie	
Europäisch	24 Monate für Fabrikationsfehler mit Ausnahme von Verbrauchsteilen
Bezug des Produkts	
Hersteller	GBUK
Autorisierter Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Geräteklasse MDR 2017/745	Klasse I
ISO-Code	12.31.03.003
CND-Code	V080504
RDM-Code	2616161/R